

### Veranderingen voor de modellen 5380, 5380 K vanaf productiedatum 19.11.2012:

Bij de modellen 5380 en 5380 K vanaf productiedatum 19.11.2012 werd de veilige werklast verhoogd tot 200 kg.

Daardoor worden ook in het hoofdstuk „Doelmatig gebruik“ van de gebruiksaanwijzing voor de modellen 5380 en 5380 K, de maximale bewoner-/patiëntgewichtswaarden hoger zoals vermeld in de volgende tabel:

Model	Veilige werklast	Max. bewoner-/patiëntgewicht	
		in gebruiksomgeving 1,2	in gebruiksomgeving 3, 4, 5
Bedden vanaf productiedatum 19.11.2012:			
5380	200 kg	135 kg	165 kg
5380 K	200 kg	135 kg	165 kg
Bedden vóór productiedatum 19.11.2012:			
5380	170 kg	105 kg	135 kg
5380 K	170 kg	105 kg	135 kg

### Wijzigingen voor de modellen 5380, 5380 K vanaf productiemaand april 2013 en voor omgebouwde bedden van vóór productiemaand april 2013:

Bedden vanaf productiemaand april 2013 en omgebouwde bedden van vóór productiemaand april 2013 zijn uitgerust met een batterijcompartiment voor 4 batterijen (i.p.v. slechts één batterij, zoals voorheen).

Gelieve batterijen met de volgende specificaties te gebruiken: 9 V-batterij(en) (alkali-mangaancel, in de handel verkrijgbaar), 1 of 4 stuks afhankelijk van het batterijcompartiment.



Vervolg, z.o.z.

**OPMERKING** Let nauwkeurig op de hier beschreven veranderde bediening van de remmen van de wielen bij bedden vanaf bouwjaar 12/2011.

Neem ook de instructies in de uitvoerige gebruiksaanwijzing en in de korte gebruiksaanwijzing in acht!

Het bed is in de standaarduitvoering aan het hoofdeinde uitgerust met twee vaste wielen en aan het voeteneinde met vier zwenkwielen, waarvan er twee geremd kunnen worden. De optionele beter wendbare variant is ook aan het hoofdeinde uitgerust met vier zwenkwielen, waarvan er twee kunnen worden vastgezet in de gewenste richting (stuurwielen).

Om het bed te transporteren dienen de vastgezette wielen te worden ontgrendeld door het omlaag drukken van het pedaal. Bij het transporteren van het bed moet het ligvlak zich minstens op een hoogte van 35 cm bevinden.

### **⚠ WAARSCHUWING voor de wendbare variant van het bed**

De optie met de wendbare bedvariant van 5380/5380 K is ervoor ontworpen de bedden ook in moeilijk toegankelijke nissen te kunnen plaatsen. De hiervoor gekozen wielen van het bed kunnen bij een harde of gladde vloer niet de optimale beveiliging tegen zijwaarts wegschuiven bieden. In zulke gevallen moeten deze bedden om veiligheidsredenen met één lange zijde tegen de wand worden geplaatst. Alleen in ruimtes met een niet gladde vloerbedekking (kamerbreed tapijt of vloerbedekking van zachte kunststof) mag het bed vrijstaand worden geplaatst. De exploitant moet zelf controleren en beslissen of de vloer voor een vrije opstelling van het bed geschikt is.



### **VOORZICHTIG**

#### **„Gevaar voor ongevallen“**

Als het bed niet wordt getransporteerd, moeten de zwenkwielen altijd vastgezet en vergrendeld zijn, aangezien het bed mogelijk door de bewoner/patiënt als steun wordt gebruikt wanneer hij/zij opstaat of gaat liggen. Het wegrollen van het bed doordat de wielen niet vergrendeld zijn, kan tot ernstig valletsel leiden. Na het vastzetten van de wielen moet worden gecontroleerd of het bed werkelijk stevig vast staat en of bij de optionele wendbare variant de zwenkwielen aan het hoofdeinde tevens zijn vergrendeld.

**OPMERKING** Het bed is niet bestemd voor het vervoer van de bewoner/patiënt.

### **Zwenkwielen vastzetten**

1. Om de wielen vast te zetten, dient u op de beide pedalen van de zwenkwielen aan het voeteneinde drukken tot die vastklikken.



2. Om de optionele stuurwielen aan het hoofdeinde vast te zetten, moet u de beide pedalen aan het hoofdeinde indrukken. De stuurwielen zijn pas dan correct vergrendeld, wanneer de pedalen naar onder staan en de wielen na een geringe zwenkbeweging hoorbaar in de lengterichting van het bed vastklikken.

### **Zwenkwielen - loszetten**

Druk de pedalen van de zwenkwielen met uw voet omhoog om de vastgezette wielen zwenkbaar te maken.