

A. Van liggen naar zitten



1. Bedhekken omhoogzetten

- Trek het bedhek van het ruggedeelte zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het omhoog.



2. Schuif de ligvlakverschuiving naar voren

- Druk op de toets „ligvlakverschuiving naar voren” op de zusterhandschakelaar. Het ligvlak gaat nu helemaal naar beneden en daarna 25 cm naar voren.
OPMERKING De ligvlakverschuiving is uitsluitend in de onderste positie van het bed mogelijk.



3. Ruggedeelte omhoog

- Stel het ruggedeelte langzaam op de goede hoogte in. Neem hierbij de stabilisatie van de hulpbehoevende persoon in acht.



4. Waarneming bevorderen

- Voor de bevordering van de lichaamswaarneming kan het bovenbeengedeelte licht omhoog worden gezet.

OPMERKING In volledig ingestelde Vis-a-Vis positie is een belasting van het onderbeengedeelte met max. 80 kg toegestaan!

OPMERKING Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!

5. Verschuiven onderbeengedeelte



- Ontgrendel de hendel aan het onderframe van het onderbeengedeelte en verschuif het onderbeengedeelte in de gewenste richting.
- Daarbij worden de benen van de hulpbehoevende persoon afzonderlijk naar de zijkant bewogen en achter elkaar op de grond gezet.

B. Echt zitten in Vis-a-Vis

1. Individuele positionering

Het is belangrijk dat de hulpbehoevende personen vast contact met de grond hebben.



- Verstel hiervoor het ruggedeelte overeenkomstig de mogelijkheden van de hulpbehoevende persoon.



- Stel de helling van het zitvlak met de toets „bovenbeengedeelte” in. Dit zorgt ervoor dat echt zitten mogelijk is en voorkomt dat de hulpbehoevende persoon wegglijdt.
- Aanvullend kunt u het bekken met materiaal ondersteunen.

2. Armsteunen (optie) instellen

- Voor de verdere verbetering van de zitpositie en de bevordering van de waarneming kunt u de armsteunen (optie) naast de hulpbehoevende persoon plaatsen.

C. Transfer van de hulpbehoevende persoon

1. Impulsen voor het overeind komen geven

Om de transfer fysiologisch goed uit te voeren, wordt het gewicht van de persoon op de voeten gezet. Deze functies van het vis-a-vis ondersteunen u hierbij:


- Druk op de toets „Anti-Trendelenburg-ligging”, om het bedframe aan de hoofdzijde omhoog te zetten.
- Zet het onderbeengedeelte zo ver als mogelijk omlaag.



2. Geef ondersteuning bij het overeind komen

Naar gelang van behoefte van de hulpbehoevende persoon kunt u de volgende hulp bieden:

- Bied de vaste ondersteuning van het voetgedeelte aan of zet de zijbeveiliging aan het onderbeengedeelte omhoog.
- Aanvullend kunt u dichterbij de hulpbehoevende persoon gaan staan, om meer veiligheid te bieden (indien nodig verwijdert u de armsteunen (optie) uit het bed).
- Voor de optimale veiligheid kunt u van de bovengenoemde hulp gebruik maken en met ondersteuning van een tweede persoon een andere transfertechniek toepassen.



D. Terugtransfer en van zitten naar liggen

1. Terugtransfer in het Vis-a-Vis bed

- Breng de hulpbehoevende persoon met inachtneming van de situatie weer terug in een zittende houding op het bed.
- Beweeg het ligvlak door te drukken op de toets in de laagste positie.

2. Verschuif het onderbeengedeelte

- Leg de beide benen één voor één weer terug op het ligvlak. Trek het onderbeengedeelte manueel weer tot de aanslag terug.
- Vergrendel daarna het onderbeengedeelte door terugschuiven van de hendel. **OPMERKING** Bij niet correcte vergrendeling is de ligvlakverschuiving niet mogelijk.

3. Breng de hulpbehoevende persoon in ligpositie

- Beweeg het ligvlak met behulp van de toets „ligvlakverschuiving terug” tot aan het eindpunt terug. **OPMERKING** Nu pas is de hoogteverstelling van het ligvlak ontgrendeld.
- Beweeg het ruggedeelte langzaam in de gewenste helling terug.
- Zet indien nodig de bedhekken omlaag.
- Verwijder de armsteunen (optie) uit het bed.