

Montagehandleiding bedhekverhoging ZP-2074 [85mm / 90mm / 140mm] voor de modellen 2080, 2082

VÖLKER

Bijgeleverde onderdelen:

- 2 x houten element
- 4 x beugels
- 12 x schroeven M6x20; SR2144
- 12 x hulsmoeren M6; SR2145
- 4 x afstandsblokjes (ontbreken bij bedhekken met greepholte)



Benodigd gereedschap:

- 2 x kruiskopschroevendraaier

Montage:

Zo ziet de beugel er zonder bedhekverhoging van opzij gezien uit, na de montage van het afstandsblokje en de schroeven.



Montage van de bedhekverhoging:

1. Zet de bedhekverhoging op de bovenste balk van het bedhek.
2. Schuif de beugel vervolgens van onder uit over de beide balken van het bedhek, zodat de beugel beide balken omklemt.
3. De beide bovenste boringen van de beugel moeten zich tegenover de beide boringen van de bedhekverhoging bevinden.

3.



Montagehandleiding bedhekverhoging ZP-2074 [85mm / 90mm / 140mm] voor de modellen 2080, 2082

VÖLKER

Schroeven :

1. Twee van de schroeven worden langs de ene kant door de boringen gestoken. Langs de andere kant worden de hulsonderdelen door de boringen op het uiteinde van de schroeven gestoken en vastgeschroefd.



Afstandsblokje:

(De volgende twee stappen ontbreken bij bedhekken met greepholte. Hier worden de afstandsblokjes niet gemonteerd.)

1. Het afstandsblokje wordt onder de bovenste balk tussen het midden van de beugel geschoven.
2. De boring van het afstandsblokje moet zich onder de onderste boringen van de beugel bevinden.



Schroeven :

1. a) bij bedhekken zonder greepholte:
Een van de schroeven wordt langs de ene kant door de onderste boring gestoken. Langs de andere kant wordt een hulsmoer door de boring op het uiteinde van de schroef gestoken en vastgeschroefd.

b) bij bedhekken met greepholte:
de procedure is hetzelfde als bij 1.a), maar hier moet u de tweede boring van onder gebruiken.

