

# Gebruiksaanwijzing

## Bediening | bedhekken bij S 862-2, S 862-2W, S 860-2, S 861-2W, S 861-1

VÖLKER

### Bedhekken oprichten

Om de bedhekken op te richten, trekt u het bovenste bedhekelement eerst aan het hoofdeinde en dan aan het voeteneinde omhoog tot het hoorbaar vastklikt.



Fig. 1



Fig. 2

### Bedhekken weer neerlaten

Om de bedhekken weer neer te laten, tilt u het bovenste bedhekelement langs een kant lichtjes op.

Trek vervolgens de zijdelings aangebrachte trekclip met de andere hand naar buiten en laat het bedhek langzaam met de hand naar beneden zakken (fig. 3).



Fig. 3

Voer deze procedure eerst aan het voeteneinde en daarna aan het hoofdeinde uit.

Om veiligheidsredenen kunnen de bedhekken alleen worden ontgrendeld door een dubbele handeling.



### WAARSCHUWING „Klemgevaar“

De bedhekken moeten ofwel volledig opgericht en veilig vastgeklemd zijn ofwel zich in de volledig neergelaten positie bevinden.

Er zijn twee oprichtconfiguraties mogelijk:

**Alle bedhekken neergelaten (fig. 1):** het bed is langs beide zijden onbeperkt toegankelijk.

**Alle bedhekken opgericht (fig. 2):** de bewoner geniet van de maximale bescherming tegen uit het bed rollen.



**WAARSCHUWING** Alle personen bij wie het bedienen van de bedekken tot hun takenpakket behoort, moetende volgende voorschriften gelezen hebben en naleven:

- Bij het bedienen van de ruggedeelte-, dijbeengedeelte- of onderbeengedeelteverstelling, of van het hefmechanisme of de bedekken moet er absoluut op worden gelet dat de patiënt het bedhek niet raakt en dat er geen lichaamsdeel door het bedhek steekt.
- Als de bedekken worden gebruikt bij een persoon wiens psychische toestand het gebruik noodzakelijk lijkt te maken, dient erop te worden gelet dat de schakelaar zich buiten zijn of haar handbereik bevindt en dat de functies van de schakelaar volledig geblokkeerd zijn. Er moet in ieder geval voor worden gezorgd dat er geen gevaren kunnen ontstaan.
- Voor de bedekken zijn er als accessoires beschermhoezen verkrijgbaar, die extra bescherming bieden tegen verwondingen door contact met de bedekken. Het gebruik van deze beschermhoezen wordt aanbevolen voor alle personen bij wie het verwondingsrisico door onvermijdbare contacten met de bedekken zeer hoog is. Het gebruik ontslaat de verpleegkundigen of de patiënten echter niet van de vereiste voorzichtigheid bij het bedienen van het bed.
- Wanneer de bedekken worden gebruikt, moeten ze ofwel volledig opgericht en veilig vastgeklikt zijn ofwel zich in de volledig neergelaten positie bevinden. In verband met het inklemgevaar mogen ze **nooit** in een niet vastgeklikte positie worden gelaten.
- Bij beschadigde bedekken is er sprake van uitvalgevaar.