



# Klinikbetten Protect

Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

# Sicherheit ohne Kompromisse

## Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungen.

Die Sicherheit der Patienten und Pfleger steht für Völker an oberster Stelle. Deshalb wurden die bestehenden Klinikbetten S 962-2 und S 966 für sensible und geschützte Bereiche optimiert.

Die Funktionen der Völker-Betten ermöglichen eine schnelle und einfache Pflege, so dass der Fokus der Pflegekräfte nicht auf der Bedienung des Bettes, sondern auf den Patienten liegt. Beide Betten unterscheiden sich lediglich in ihren üblichen Spezifikationen. Für die geschützten Bereiche sind sie mit den gleichen Sicherheitsfunktionen verfügbar – entweder als Komplettpaket oder konfigurierbar mit einzelnen Features.

## Klinikbetten von Völker – Ausgezeichnete Vorteile



**SICHERE  
ARBEITSLAST**



**GROSSER  
VERSTELLBEREICH**



**DYNAMISCHE  
VERLÄNGERUNG**



**NIEDRIGE  
BETTHÖHE**

## Unsere Protect Serie

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.



### S 962-2 Protect

Sichere Arbeitslast		250 kg
Leergewicht		ca. 143 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		99 cm
Höhe		ca. 40 – 80 cm*



### S 966 Protect

Sichere Arbeitslast		270 kg
Leergewicht		ca. 160 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		99 cm
Höhe		ca. 28,5 – 88,5 cm*

\* je nach Konfiguration



## Sicher und verlässlich

### Die Protect Ausstattungs-Features.

Um den Patienten und den Pflegekräften mehr Sicherheit gewährleisten zu können, wurden die Klinikbetten S 962-2 und S 966 optimiert und mit zusätzlichen Features ausgestattet.

Damit die Gefahrenquellen minimiert und ein Missbrauch des Bettes durch die Patienten verringert werden können, sind die Kopf- und Fußteile sowie die HPL-Liegefläche fest verschraubt. Ebenfalls sind die Handschalter abnehmbar und die Personal Tastaturen verschließbar und damit nicht für den Patienten zugänglich.



#### Netzkabel mit Anaconda-Ummantelung

Suizidgefährdete Patienten müssen besonders geschützt werden. Hierfür ist das Netzkabel mit einer Anaconda-Ummantelung ausgestattet, welche die Möglichkeit des Missbrauchs verringert.

# Einfaches Handling und mehr Fokus auf Pflege

Der Völker Klassiker S 962-2 weiterentwickelt.

Ein einfaches Handling des Bettes ist vor allem in sensiblen Bereichen von hoher Bedeutung. Durch das niedrige Gewicht des S 962-2 Protect ist es sehr gut fahrbar, was eine Zeitersparnis und weniger Stress für die Pflegekräfte bedeutet. Darüber hinaus bietet das S 962-2 Protect durch die vier Hubsäulen eine stabile und leicht zu reinigende Konstruktion und eine gute Unterfahrbarkeit.

# Mehr Möglichkeiten für mehr Sicherheit

Verringerung der Sturzgefahr dank des Niedrigbettes S 966 Protect.

Um Verletzungen durch Stürze aus dem Bett zu verringern, wurde das Niedrigbett S 966 für die sensiblen Bereiche weiterentwickelt.

Das S 966 Protect kann je nach Konfiguration auf eine Niedrigposition von ca. 28,5 cm und auf eine ergonomische Arbeitshöhe von 88,5 cm gefahren werden. Das Bett ist optional mit einer fünften Rolle erhältlich.



## Universalgurthalter

Einen Patienten zu fixieren, stellt in der Regel das letzte Mittel dar, um ihn und die Pflegekräfte zu schützen. Damit dies sicher und schnell geschehen und den Kräften der Patienten standhalten kann, sind am Bett zwölf Universalgurthalter aus Zinkdruckguss verschraubt.

## Ausstattung

	S962-2 Protect	S966 Protect
<b>Design</b>		
Design S	✓	✓
<b>Farben</b>		
It. Völker Farbkollektion	✓	✓
<b>Breite Liegefläche</b>		
90 cm	✓	✓
<b>Länge Liegefläche</b>		
200 cm	✓	✓
<b>Liegeflächen</b>		
HPL (verschraubt)	✓	✓
<b>Höhe der Seitensicherungen</b>		
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 34 - 35,5 cm	✓	✓
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 37 - 38,5 cm	○	○
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 43,5 - 45 cm	○	○
<b>Aufnahmevorrichtungen</b>		
Einzelaufnahme außen	✓	○
<b>Bedienelement</b>		
Handschalter mit Haken, längs beidseitig ansteckbar	✓	✓
Handschalter mit Haken, quer beidseitig ansteckbar	○	○
Personalastatur abschließbar in der Bettzeugablage	○*	○*
<b>Rollen</b>		
Einzelaufrollen S Ø125 mm	-	✓
Einzelaufrollen S Ø150 mm	✓	○
Einzelaufrollen Integral Ø150 mm	○	○
Doppelaufrollen Linea Ø125 mm	-	○
Doppelaufrollen Ø150 mm	○	○
Doppelaufrollen Linea Ø150 mm	-	○
<b>Spurrolle</b>		
am Fußende	✓	✓
am Kopfende	○	○
5. Rolle (nur mit Doppelaufrolle Ø150 mm)	-	○
<b>Zentralbremse</b>		
Tritthebel fußseitig - beidseitig	✓	✓
<b>Weitere Zusatzausstattungen</b>		
Anacondakabel 900 mm	○*	○*
12 Universalgurthalter aus Zinkdruckguss an der Liegefläche	○*	○*
Kopf- und Fußteile fest verschraubt	○*	○*
Bettverlängerung	○	○
Unterbettlicht	-	○

✓ Standard ○ optional - nicht verfügbar \* Standard beim Komplettpaket

24/7

**IMMER  
ERREICHBAR**



**SERVICE  
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE  
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE  
NACHHALTIGKEIT**

#### **Hauptsitz**

##### **Völker GmbH**

Wullener Feld 79  
58454 Witten  
Germany  
+49 (0) 2302 960 960

##### **Völker Schweiz GmbH**

Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Switzerland  
+41 (0) 44 563 1939

##### **Völker Medizinprodukte GmbH**

Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Austria  
+43 (0) 1 205 8365

#### **Voelker France SAS**

27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
France  
+33 (0) 18 288 1530

#### **Voelker Nederland B.V.**

Laan 21  
1741 EA Schagen  
Netherlands  
+31 (0) 20 808 1603

#### **Allgemeine Anfragen**

info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

#### **Vertrieb / Service / Ersatzteile**

kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630