




Nachttische und Server für Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Völker Nachttische

Die ideale Ergänzung zu jedem Bett.

Neben dem Bett stellt der Nachttisch für Patienten und Bewohner ein zentrales Hilfsmittel während ihres Aufenthalts dar. Zum einen sorgt er dafür, dass alle wichtigen Dinge wie Bücher, Brillen und elektronische Geräte jederzeit griffbereit sind. Zum anderen bietet er die Möglichkeit, Mahlzeiten in bequemer und angenehmer Position zu sich zu nehmen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Völker-Nachttischmodelle.

Egal, ob Pflege, Genuss oder Entspannung: unsere Nachttische mit optionalen, höhenverstellbaren Bettischen oder der Server RT-985 bieten größtmögliche Flexibilität und Komfort.



1-fach Flaschenhalter



3-fach Flaschenhalter



Stechbeckenhalterung



Vorrichtung für Telefonhalterung



Handtuchhalter



3-seitig umlaufende Reling



Klinik-Modelle

	K 931	K 940	K 941	K 941/2
Maße in cm (B×T×H)	48×48×73	60×48×73	60×48×73	60×48×86
Bettischplatte in cm (B×T)	-	55×35	55×35	55×35
Höhenverstellbereich Bettischplatte in cm	-	63-95	63-95	63-95
Gewicht in kg	25	35	35	38
Material	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *

Ausstattung

Bettisch	-	✓	✓	✓
Beidseitig verwendbar	✓	✓	✓	✓
1-fach Flaschenhalter Tür (beidseitig)	○	○	○	○
3-fach Flaschenhalter Schubfach (beidseitig)	○	○	○	○
Rollen Ø6,5cm (2 Rollen mit Bremse)	✓	✓	✓	✓
Tür	✓	✓	✓	✓
Schubfach statt Tür	○	○	○	○
Offenes Einlegefach	✓	-	✓	✓
Stechbeckenhalterung	○	○	○	○
Vorrichtung für Telefon- halterung an zwei Positionen	○	○	○	○
Thekenaufsatz	-	✓	-	-
1 Handtuchhalter	○	○	○	○
Obere Schublade abschließbar	○	○	○	○
3-seitig umlaufende Relling, Höhe: 68 mm 3D	○	-	○	○



Pflege-Modelle

	P 920	P 930	P 941	P 941 O.T.
Maße in cm (B×T×H)	42×44×61	48×48×61	60×48×74	48×48×74
Bettischplatte in cm (B×T)	-	-	55×35	-
Höhenverstellbereich Bettischplatte in cm	-	-	63-95	-
Gewicht in kg	24	24	33	28
Material	Dekorspanplatten*	Dekorspanplatten*	Dekorspanplatten*	Dekorspanplatten*
Design	-	Rundstollen	Rundstollen	Rundstollen

Ausstattung

Bettisch	-	-	✓	-
Beidseitig verwendbar	-	-	✓	✓
1-fach Flaschenhalter Tür (beidseitig)	-	-	○	○
1-fach Flaschenhalter an Tür	○	○	-	-
3-fach Flaschenhalter in Schubfach	○	○	-	-
Rollen Ø 6,5 cm (2 Rollen mit Bremse)	✓	✓	✓	✓
Schubfach	✓	✓	-	-
Tür	○	○	✓	✓
Offenes Einlegefach	-	-	✓	✓
Obere Schublade abschließbar	○	○	○	○

Server

Modell

RT-985

Maße in cm (B×T×H), ohne Reling	98×45×74 bis 117
Gewicht in kg	20
Material	Aluminium (RAL 9006) und Hochdrucklaminat (HPL)
Farbe	Siehe Farbkollektion

Ausstattung

Rollen Ø 5,0 cm *	×
Rollen Ø 6,5 cm *	✓
Rollen Ø 7,5 cm *	○
Durchgehende Platte	○

✓ Standard ○ optional × optional ohne Zusatzkosten
* 2 Rollen mit Bremse



Unser Server RT-985, ein fahrbarer, höhenverstellbarer Tisch, erfüllt viele Funktionen - im, am und außerhalb des Bettes. In Klinik und Pflege.



24/7

IMMER
ERREICHBAR



SERVICE
IM FOKUS



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN



ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630