



Pflegebetten

**Mit unseren Betten
liegen Sie richtig**



**„Nehmen Sie uns beim Wort:
Unser telefonischer Kundenservice ist immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen – rund um die Uhr, selbst am Wochenende.“**

Yvonne Risch
Geschäftsführung

Völker Pflegebetten

Die perfekte Kombination aus Vielseitigkeit, Stil und Funktionalität.

Völker Betten für die Langzeitpflege sind in mehreren Designs und Farben erhältlich. Sie verbinden die erforderlichen Funktionen medizinischer Technik mit einem gehobenen Stil, der ein Zimmer in Pflegeeinrichtungen noch wohnlicher und komfortabler macht. Besonders Menschen, die der Pflege bedürfen, haben einen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

Einzigartige Vorteile



**20 JAHRE
ERSATZTEILE**

24/7

**IMMER
ERREICHBAR**



**SERVICE
IM FOKUS**








**30 TAGE
TESTEN**

Unsere Pflegebetten

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.



2080

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		ca. 96 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		98 cm






3080

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		ca. 96 kg
Breite Liegefläche		90 / 100 cm
Länge Liegefläche		200 / 210 cm
Außenmaße		98 cm



5384

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		127 – 158 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		98 cm

Finden Sie mehr Infos zu
den technischen Daten
voelker.de



Sichere Mobilisierung der Bewohner

Entlastung des Pflegepersonals durch die patentierte Völker Seitensicherung.


Die eigenständige Mobilisierung der Bewohner hilft bei der Bewahrung der Selbstständigkeit und dem Sicherheitsgefühl. Diese Mobilisierung wird durch die Mittellücke in der Völker Seitensicherung unterstützt und reduziert die freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) durch die Seitengitter. Die stabile und mehrfach teleskopierbare Völker Seitensicherung ermöglicht den Bewohnern das selbstständige Aufstehen und den Erhalt der eigenen Kräfte.

Die Völker Seitensicherung wird bei dem Verstellen der Liegefläche allseitig mitgeführt und bietet so einen optimalen Schutz für den Bewohner.

Das Plus an Komfort und Entspannung

Die Microstimulations-Liegefläche.

Völker bietet alle seine Liegeflächen mit dem patentierten MiS® Microstimulationssystem an, das auf neurowissenschaftlichen Grundlagen basiert. Es nimmt selbst minimale Eigenbewegungen des Patienten auf und gibt sie als taktile Reize von der Liegefläche durch die Matratze an den Körper zurück. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Rückkopplung zu einer verbesserten Körperwahrnehmung führen kann. Darüber hinaus wird der Schlaf- und Liegekomfort verbessert. In Verbindung mit der Matratze besteht die Möglichkeit zu einer Reduzierung der Dekubitus-Gefahr.¹



Design, Form und Farbe

Kombinieren Sie Ihr Völker Wunschbett.

Holzdekore



Wildbirne
ahornfarbig*

M41



Altmühlbuche**

M42



Buche
gedämpft**

M47



Ahorn
After Eight**

M48



Pinie
Baltico*

M54



Eiche
Milano*

MCD



Kirsche
blumig geplankt*

MCD



Ulme
Baron Trüffel*

M55

Pflegebetten und -nachtische sind nicht in Unifarben erhältlich.
Hinweis zur Farbe des Untergestells bei Pflegebetten Modell 2080 und 3080:
* Eloxiertes Untergestell | ** Buche-Dekor foliertes Untergestell

Kopf- & Fußteil-Kombinationen

Design

S

FS

MA

MAH

MB

Kopfteil



Fußteil



Erhältlich für

3080

3080

3080

3080

3080

5384

5384

2080

2080

Rollen



Bei den Modellen 2080 und 3080 sind die Rollen in der Hubsäule integriert und können bei Bedarf ausgefahren werden.

24/7

IMMER
ERREICHBAR



SERVICE
IM FOKUS



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN



ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT

Hauptsitz
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630