



Zubehör Pflegebetten

2080 / 3080 / 5384

Völker Zubehör

Pflegebetten 2080, 3080 und 5384.

Alle Völker Zubehörteile lassen sich durch einfaches Einstecken bzw. Einhängen in die integrierten Aufnahmegehäusen, -halterungen und -schienen befestigen.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen detaillierten Überblick, welches Zubehörteil für welches Pflegebett erhältlich ist.

Überzeugt gleich dreifach

- ✓ Völker bietet eine große Auswahl an praktischem und perfekt auf Völker-Betten zugeschnittenem Zubehör.
- ✓ Alle Zubehörteile sind so gestaltet, dass sie sich einfach in integrierte Universalschiene einstecken oder einhängen lassen.
- ✓ Alle Pflegebetten verfügen über eine Universalschiene, so dass die Nutzung von Zubehör trotz Seitengitter jederzeit ermöglicht wird.

Pflegebetten von Völker – Ausgezeichnete Vorteile



**SICHERE
ARBEITSLAST**



**GROSSER
VERSTELLBEREICH**




**DYNAMISCHE
VERLÄNGERUNG**



**NIEDRIGE
BETTHÖHE**









**ANTI-
TRENDELENBURG**



Pflegebedürftige Menschen haben besonderen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Genauso haben Pflegende ein Recht auf Arbeitsmittel, die ihnen die tägliche Arbeit so gut wie möglich erleichtern. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

Ausstattung		Art.-Nr.	2080	3080	5384
	Aufrichter mit Haltegriff Material: pulverbeschichtet	PZP-3060	✓	✓	✓
	Aufrichter mit Haltegriff Mit einer Hand verstellbar Material: pulverbeschichtet	PZP-3060/2	✓	✓	✓
	Einsteckscheibe 1 Stück Material: Edelstahl und Hochdrucklaminat (HPL)	PZK-969/2	-	✓	✓
	Einsteckscheibenbezug 1 Stück Farbe: Braun	PZP-3059	-	✓	✓
	Einsteckscheibenhalter	PZP-3070	-	✓	✓
	Fixiergurthalterung 1 Paar				
	Werkzeuglos versetzbar	PZK-972/3	✓	✓	-
	Fest verschraubt	PZK-972/4	✓	✓	-
	Halter für Gehhilfe 1 Paar	PZP-965	✓	✓	✓
	Handschaltherhalterung	PZK-1044/3	-	✓	-
	Kabelhalter Care Clip Zur Kabelführung am Aufrichter für z.B. Schwesternruf	KT3860	✓	✓	✓
	Infusionshalter Für Aufrichter PZP-3060	PZP-3055/2	✓	✓	✓
	Infusionsständer Mit einer Hand verstellbar Tragkraft pro Haken 2 kg Material: Edelstahl *Adapter PZP-5084 notwendig	PZP-3057	✓	✓	✓
	ISO-Normschiene Material: Edelstahl				
	Länge: 40cm	PZK-1083/6	✓	✓	-
	Länge: 60cm	PZK-1083/8	✓	✓	-

✓ Standard - nicht verfügbar * nicht bei feststehenden Seitengittern

Ausstattung		Art.-Nr.	2080	3080	5384
	Seitengitterschutzbezug Für Bettenlänge: 200cm Höhe der Seitensicherung: 34 cm Farbe: Braun	PZP-2056-2.0	✓	-	-
	Seitengitterschutzhauben Für Bettenlänge: 200cm Höhe der Seitensicherung: 34 cm Farbe: Braun	PZP-3056_C_2.0	-	✓	✓
	Universalhaken 1 Paar	PZK-1043	✓	✓	-
	Universalhaken 1 Paar Für ISO-Normschienen	PZK-943	✓	✓	✓
	Urinflaschenkorb Zum Einhängen in Zubehörschiene Material: Chrom	PZK-1040	✓	✓	-
	Urinflaschenkorb Wird in die Aufnahmehülse eingesteckt Material: Chrom	PZK-1040/2	-	✓	✓
	Wandabweisrollen Vertikal	PZP-3068	✓	✓	✓
	Leuchte Maya Wird mit Adapter hinter das Kopfteil gesteckt	PMAYA02	✓	✓	✓
	Tablet-Halter In die Handschalter-Aufnahme steckbar	PZK-1092	-	✓	✓
	Handy-Halter In die Handschalter-Aufnahme steckbar	PZK-1093	-	✓	✓

Bei manchen Zubehörteilen richtet sich die Verfügbarkeit auch nach Herstellungsjahr und Konfiguration Ihres Bettes. Sie möchten genau wissen, welche Zubehörversionen für Ihr Völker Bett geeignet sind? Dann überprüfen Sie bitte die Seriennummer Ihres Bettes und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

✓ Standard - nicht verfügbar * nicht bei feststehenden Seitengittern

Alle Völker Pflegebetten im Überblick

Technische Daten.




2080

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		ca. 96 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		98 cm



3080

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		ca. 96 kg
Breite Liegefläche		90 / 100 cm
Länge Liegefläche		200 / 210 cm
Außenmaße		98 cm



5384

Sichere Arbeitslast		230 kg
Leergewicht		127 – 158 kg
Breite Liegefläche		90 cm
Länge Liegefläche		200 cm
Außenmaße		98 cm

Finden Sie mehr Infos zu
den technischen Daten
voelker.de

24/7

**IMMER
ERREICHBAR**



**SERVICE
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT**

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630