



Pflegebett

5384

Das Pflegebett 5384 bietet maximalen Schutz für extrem sturzgefährdete Bewohner. Ein Sturz aus dem Bett kann zum Verlust der Eigenständigkeit führen und weitere negative Auswirkungen sowohl für den Bewohner als auch für die Pflegeeinrichtung haben. Dieses vielseitige Niedrigbett kann auf 24 cm* abgesenkt und auf eine stabile und ergonomische Arbeitshöhe von 80 cm angehoben werden, damit eine sichere und ergonomische Arbeitsposition für Pflegekräfte sichergestellt wird.

- ✓ Die mitgeführt-geteilte Seitensicherung sorgt für ausreichend Sicherheit in jeder Bettposition.
- ✓ Das innovative MiS® Microstimulationssystem ermöglicht Bewohnern mehr Komfort und einen besseren Schlaf.
- ✓ Die individuelle Höhenspeicherung ermöglicht Bewohnern und Pflegekräften eine einfache Einstellung der gewünschten Höhe und Position.
- ✓ Ein dezentes Nachtlicht unter dem Bett verbessert die Sicherheit für Bewohner und Pflegekräfte (optional erhältlich).



Ausstattung

5384

Material Kopf- und Fußteile	
Dekorplatten mit Stollen aus Massivholz	✓
Design	
Design S-Rundstollen	✓
Design FS-Flachstollen (nur in Kombination mit 34 - 35,5 cm Seitensicherungen)	○
Farben	
It. Völker Farbkollektion	✓
Breite Liegefläche	
90 cm	✓
Länge Liegefläche	
200 cm	✓
Liegefläche	
Völker MiS® Microstimulationssystem ¹	✓
High Pressure Laminate	○
Höhe der Seitensicherung (abhängig von der Liegefläche)	
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 34 - 35,5 cm	✓
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 37 - 38,5 cm	○
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 43,5 - 45 cm	○
Bedienelemente	
Handschalter mit Komplettsperre, längs	✓
Rollen	
Doppelaufrolle, 4 × (Ø 100 mm) - Einzelaufrollen, 2 × (Ø 80 mm) - kopfseitig, Liegeflächenhöhe = 24 - 79 cm	✓
Doppelaufrolle, 4 × (Ø 100 mm) - Liegeflächenhöhe = 25 - 81 cm	○
Doppelaufrolle Linea, 4 × (Ø 125 mm) - Liegeflächenhöhe = 28 - 83 cm	○
Einzelaufrollen Integral S, 4 × (Ø 125 mm) - Liegeflächenhöhe = 31 - 88 cm	○
Einzelaufrollen Integral S, 4 × (Ø 150 mm) - Liegeflächenhöhe = 33 - 88 cm	○
Zusatzausstattung	
CPR-Schnellabsenkung	✓
Unterbettlicht	○
Bettzeugablage	○
Bettverlängerung	○
Zubehörschiene mit Fixiergurthaltervorrichtung- beidseitig	○
Wandabweisrollen kopfseitig, vertikal	○

✓ Standard ○ optional * je nach gewählter Konfiguration