



# Kliniknachtisch

## K 941 4.0

**Völker Nachttische – die ideale Ergänzung zu jedem Völker Bett.  
Der Kliniknachtisch bietet eine Anzahl neuer optionaler Funktionen und Vorteile,  
die die Tage der Genesung in der Klinik noch komfortabler machen.**

- ✓ Beidseitige USB-Anschlüsse und Steckdosen (230 V)
- ✓ Optionale Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Optionale Unterbodenbeleuchtung mit Bewegungsmelder zur besseren Orientierung bei Dunkelheit für Patient und Pflegepersonal
- ✓ Optionaler Bettisch

## Ausstattung

K 941 4.0

Betttisch	○
Beidseitig verwendbar	✓
1-fach Flaschenhalter Tür, beidseitig	○
3-fach Flaschenhalter Schubfach, beidseitig	○
Rollen 6,5cm Durchmesser, 2 Rollen mit Bremse	✓
Tür	✓
Schubfach statt Tür	○
Offenes Einlegefach	✓
Vorrichtung für Telefonhalterung an zwei Stellen	○
Obere Schublade abschließbar	○
Netzkabel	✓
Ambientebeleuchtung	○
USB-Anschlüsse beidseitig	✓
Steckdosen, beidseitig	✓
Unterbodenbeleuchtung inkl. Bewegungsmelder	○

✓ Standard ○ optional

## Technische Daten

**Breite × Tiefe × Höhe** 60 × 48 × 73 cm

**Betttischplatte** 55 × 35 cm

**Höhenverstellbereich der Betttischplatte** 64 - 98 cm

**Gewicht** 34 kg

**Material** Aluminium (RAL 9006) und Hochdrucklaminat (HPL)

**Farbe** lt. Völker Farbkollektion

