

# VÖLKER

Macht das Bett.



## Leuchte

## Maya

- ✓ **Perfekte, passgenaue Ergänzung zum Völker Klinik- und Pflegebett**
- ✓ **Energieeffiziente LED-Lampe, photobiologisch geprüft**
- ✓ **Qualitativ hochwertige Verarbeitung made in Germany**
- ✓ **Als Nachtorientierungslicht geeignet**
- ✓ **Hygiene+: umschumpfter Schwanenhals und komplett geschlossenes Gehäuse für leichte, hygienische Reinigung**

### Technische Daten

**Leuchtengehäuse** Polycarbonat (PC)

**Durchmesser** 9 cm

**Ausleger** 34 cm, flexibel

**Bestückung** 1x LED Ringplatine, neutralweiß 4000 K

**Beleuchtungsstärke** 700 Lux / 50 cm

**Betrieb** Steckernetzteil

**Bedienung** Schnurschalter

**Netzleitung** ca. 250 cm freie Netzleitung

**Geprüft nach** EN 60598-1, EN 60598-2-25

**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

### Artikelnummern

**Leuchte Klinikbett** Leuchte Maya 01

**Leuchte Pflegebett** Leuchte Maya 02

[voelker.de](http://voelker.de)

Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

©2020 Völker | Alle Rechte vorbehalten