

# Klinikbett

## S 962-2

**Das Völker Klinikbett S 962-2 erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen in Kliniken. Es ermöglicht Patienten, auf sichere Weise und mit Unterstützung durch das Pflegepersonal die verschiedenen Stufen der Mobilisation zu durchlaufen – vom Sitzen in der Komfortsitzposition bis zum Aufstehen und Verlassen des Bettes.**

- ✓ Zwei Seitensicherungsvarianten: mitgeführt-geteilte oder feststehend-geteilte Seitensicherungen (S 962-2 FSG). Beide Varianten sind mehrstufig und individuell aufstellbar.
- ✓ Das innovative MiS® Microstimulationssystem ermöglicht Patienten mehr Komfort und einen besseren Schlaf.
- ✓ Die umfassende Funktionalität hilft Pflegekräften, Patienten sicher zu mobilisieren und berufsbedingte körperliche Belastungen zu verringern.
- ✓ Das einzigartige Gesundheitsdesign von Völker sorgt dafür, dass Klinikbetten dem Patientenzimmer eine wohnliche Atmosphäre verleihen, die das Wohlbefinden und die Genesung fördern.
- ✓ Auch als waschstraßentaugliches Modell S 962-2 W verfügbar.



## Ausstattung

S 962-2

Ausstattung	S 962-2
<b>Design</b>	
Design S	✓
Design S, mit abklappbarem Kopf- oder Fußteil, nicht bei 100 cm Breite möglich	○
<b>Farben</b>	
lt. Völker Farbkollektion	✓
<b>Breite Liegefläche</b>	
90 cm	✓
100 cm, nicht bei feststehendem Kopfteil möglich	○
<b>Länge Liegefläche</b>	
200 cm	✓
210 cm	○
<b>Liegefläche</b>	
Völker MiS® Microstimulationssystem <sup>1</sup>	✓
High Pressure Laminat HPL	○
<b>Höhe der Seitensicherung (abhängig von der Liegefläche)</b>	
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 34 bis 35,5 cm	✓
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 43,5 bis 45 cm	○
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 37 bis 38,5 cm	○
Feststehend-geteilte Seitensicherung: 42 bis 43,5 cm	○
<b>Aufnahmevorrichtungen</b>	
Einzelaufahme außen	✓
Doppelaufahme innen	○
<b>Bedienelemente</b>	
Handschalter mit Haken, längs	✓
Handschalter mit Haken, quer, nicht bei feststehend-geteilter Seitensicherung möglich	○
Personaltastatur in Bettzeugablage	✓
Personaltastatur in Bettzeugablage mit Einzelsperrung mit/ohne Automatikfunktion	○
Personaltastatur in Bettzeugablage mit erweiterten Funktionen mit/ohne Automatikfunktion	○
<b>Rollen</b>	
Einzelaufrollen Integral S (Ø 150 mm)	✓
Einzelaufrollen Integral (Ø 150 mm)	○
Doppelaufrollen Integral (Ø 150 mm)	○
<b>Spurrolle</b>	
am Fußende	✓
am Kopfende	○
<b>Zentralbremse</b>	
Tritthebel fußseitig, beidseitig	✓
Tritthebel vierseitig	○
<b>Zusatzausstattung</b>	
Bettverlängerung	○
feststehendes Kopfteil, nicht bei 100 cm Breite und nur mit Aufnahmevorrichtung außen	○

✓ Standard ○ optional