



# Klinikbett

## S 966

**Das Klinikbett Modell S 966 ist die konsequente Weiterentwicklung der Völker Produktlinie. Zeitloses Design, kombiniert mit innovativer Technik und Made in Germany.**

- ✓ Zwei Seitensicherungsvarianten: mitgeführt-geteilte oder feststehend-geteilte Seitensicherungen. Beide Varianten sind mehrstufig und individuell aufstellbar.
- ✓ Das innovative MiS® Microstimulationssystem ermöglicht Patienten mehr Komfort und einen besseren Schlaf.
- ✓ Einsatz einer 5. Rolle (optional)
- ✓ Sichere Arbeitslast 270 kg

## Ausstattung

	S 966
<b>Design S</b>	✓
<b>Farben</b>	
It. Völker Farbkollektion	✓
<b>Breite Liegefläche</b>	
90 cm	✓
100 cm	○
<b>Länge Liegefläche</b>	
200 cm	✓
210 cm	○
<b>Liegefläche</b>	
Völker MiS® Microstimulationssystem <sup>1</sup>	✓
High Pressure Laminate	○
<b>Höhe der Seitensicherung (abhängig von der Liegefläche)</b>	
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 34 – 35,5 cm	✓
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 37 – 38,5 cm	○
Mitgeführt-geteilte Seitensicherung: 43,5 – 45 cm	○
Feststehend-geteilte Seitensicherung: 42 – 43,5 cm	○
<b>Aufnahmevorrichtungen</b>	
Doppelaufnahme – innen	✓
Einzelaufnahme – außen	○
<b>Bedienelemente</b>	
Handschalter mit Haken, längs	✓
Handschalter mit Haken, quer (nicht bei feststehend-geteilten Seitensicherungen)	○
Personaltastatur in Bettzeugablage – mit Einzelsperrung mit/ohne Automatikfunktion	✓
Personaltastatur in Bettzeugablage – mit erweiterten Funktionen mit/ohne Automatikfunktion	○
<b>Rollen</b>	
Einzelaufrollen Integral S, (Ø 125 mm) – Liegeflächenhöhe = 31 – 86 cm	✓
Einzelaufrollen Integral, (Ø 150 mm) – Liegeflächenhöhe = 33,5 – 88,5 cm	○
Einzelaufrollen Integral S, (Ø 150 mm) – Liegeflächenhöhe = 33,5 – 88,5 cm	○
Doppelaufrollen Linea, (Ø 125 mm) – Liegeflächenhöhe = 28,5 – 83,5 cm	○
Doppelaufrollen, (Ø 150 mm) – Liegeflächenhöhe = 34 – 90 cm	○
Doppelaufrollen Linea, (Ø 150 mm) – Liegeflächenhöhe = 31 – 86 cm	○
<b>Spurrolle</b>	
am Fußende	✓
am Kopfende	○
5. Rolle, nur in Kombination mit Doppelaufrolle (Ø 150 mm) Liegeflächenhöhe = 35 – 90 cm	○
<b>Zentralbremse</b>	
Tritthebel fußseitig, beidseitig	✓
Tritthebel fuß- und kopfseitig, beidseitig	○
<b>Zusatzausstattung</b>	
Bettverlängerung	○
Winkelanzeige – beidseitig	○
Unterbettlicht	○
Bremsalarm	○
Fixiergurthaltervorrichtungen an der Liegefläche	○

✓ Standard ○ optional