

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

VÖLKER

Klinikbett S 962-2 Vis-a-Vis





Mobilisieren leicht gemacht.

Nicht jeder Patient, der sein Bett nicht verlassen kann oder möchte, ist deswegen auch gänzlich immobil. Oft hindern ihn körperliche Beschwerden oder medizinische Eingriffe daran, das Bett über einen seitlichen Transfer zu verlassen. Aber auch dann ist Mobilisierung möglich, wenn das Bett so verstellt werden kann, dass es eine nach vorn offene Sitzposition bildet und der Patient mit seinen Füßen sofort sicheren Bodenkontakt findet. So kann – je nach Ressourcen des Patienten – eine Mobi-

lisierung hin zur Aktivierung erfolgen. Vom Liegen über das Sitzen zum Stehen und Gehen. Durch eine gelungene Kombination aus Form und Funktion sorgen Völker Klinikbetten für mehr Patientenkomfort und ermöglichen Pflegekräften ein sicheres und effizientes Arbeiten. Das einzigartige Healthcare Design von Völker sorgt dafür, dass Betten ihren medizinischen Zweck erfüllen und gleichzeitig ein wohnliches Ambiente schaffen, das das Wohlbefinden und die Genesung von Patienten unterstützt.



→ Die Sitzposition kann mühelos erreicht werden, sodass Patienten auf Augenhöhe mit Pflegekräften und Besuchern sprechen können.

Menschenwürdige Pflege

Besonders Menschen, die der Pflege bedürfen, haben einen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

Patentiert. Das Völker Seitensicherungssystem.

Das patentierte Völker Seitensicherungssystem zeichnet sich durch besondere Variabilität aus. Es besteht aus beidseitig geteilten, unabhängig voneinander ein- oder zweistufig aufstellbaren Elementen. So fühlen sich Patienten hinreichend gegen unbeabsichtigtes Herausrollen geschützt. Durch die große Variabilität und hohe Stabilität unterstützt die Seitensicherung bei der Mobilisierung.

Die Seitenelemente sind direkt in die Liegefläche integriert. Beim Verstellen werden sie kopf- und fußseitig mitgeführt.



Komfortabel. Das Völker MiS® Micro-Stimulationssystem.

Das patentierte Völker MiS® Micro-Stimulationssystem basiert auf neurowissenschaftlichen Grundlagen. Es nimmt selbst minimale Eigenbewegungen des Patienten auf und gibt sie als taktile Reize von der Liegefläche durch die Matratze an den Körper zurück. Diese stete Rückkopplung führt zu einer verbesserten Körperwahrnehmung, fördert die Eigenbewegung sowie die Durchblutung der Haut. Der Schlaf- und Liegekomfort wird verbessert, die Mobilität des Patienten erhöht und die Gefahr von Dekubitus reduziert.



Gehen Sie auf Nummer sicher. Mit Völker Service.

Völker Service ist der Garant für größtmöglichen Werterhalt Ihrer Investition in Völker Betten. Er nimmt Ihnen auch einen Großteil der Arbeiten und Pflichten ab, die das Medizinproduktegesetz MPG und weitere gesetzliche Maßgaben mit sich bringen.

Alle unsere Servicetechniker sind qualifizierte und

erfahrene Prüfer, die mit den zu prüfenden Medizinprodukten bestens vertraut sind. Sie prüfen und warten Ihre Klinikbetten sorgfältig und unter Beachtung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben.

Festgestellte Mängel werden in der Regel sofort – und damit kostenoptimal – behoben.

Zusätzlich erstellt Völker Service auch eine detaillierte sowie rechtssichere Dokumentation und kontrolliert sämtliche Unterlagen auf ihre Vollständigkeit.

Gerne beraten wir Sie zu dem für Sie optimalen Leistungsumfang von Völker Service. Sprechen Sie uns an.

VÖLKER

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

©2017 Völker | Alle Rechte vorbehalten

VÖLKER

www.voelker.de