

## Matratzen

zweiteilig, für Vis-a-Vis Betten

### Finess

Die „Finess“-Matratze mit der festelastischen, stabilisierenden Mittelschicht und der weichelastischen Liegefläche sorgt für ein optimales Einsink-/ Abstützverhalten, dessen Langzeit-Effekt vom formstabilen Spezialschaumstoff gefördert wird. Mit dem speziellen Wellenschnitt wird eine besonders wirkungsvolle Klimatisierung erreicht. Die zusätzlich geschaffenen

Luftkanäle fördern die Luftzirkulation und reduzieren somit die Bildung von Feuchtigkeit. Hautirritationen werden vermieden.

Die Sitzzonenverstärkung im Ein- und Ausstiegsbereich bietet erhöhte Sicherheit und ermöglicht ein besseres Ein- und Aussteigen aus dem Bett.



- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 3-Schichtaufbau
- Durch den symmetrischen Aufbau ist die Matratze 4-fach wendbar
- Schäume: zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
- Die Matratze mit Bezug ist desinfizierbar im Autoklaven bis 105 °C



### Bezug

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| → Farbe: grau  | → Allergikergeeignet   | → Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette             | → Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122 > 500 g/m <sup>2</sup> / 24 h    |
| → Textiler Träger: 100% Polyester, Nässesperrschicht: 100% Polyurethan | → Anti-Bakteriell beschichtet: Preventol MP100 bei Lanxess   | → Beständig gegen Desinfektionsmittel nach VAH & RKI | → Reißverschluss durchgehend über eine Längsseite und beide Schmalseiten |
| → 2 Wendegriffe  | → Wasser- und Urinundurchlässig                              | → Bis 95 °C waschbar                                 | → Bezug abnehmbar  |
| → Bi-elastisch   | → Schwerentflammbar nach UNI 9175: Klasse 1M + BS 7175 crib5 | → Bis 105 °C autoklavierbar                          |  |
| → Bakterien-, milben- und virendicht                                   |  | → Flächengewicht: 190g/m <sup>2</sup> ± 10           |  |
|  |  | → Wassersäule nach UNI EN 20811 > 200 cm             |  |

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

## Matratzen

zweiteilig, für Vis-a-Vis Betten

### Visco

Der Kernaufbau der „Visko“-Kaltschaummatratze ist eine optimale Kombination, die sich sinnvoll in der druckentlastenden Wirkung ergänzt. Die Liegefläche aus viscoelastischem Spezialschaum nimmt den Patienten sanft auf und garantiert durch sein einmaliges adhäsives Druckverhalten sanftes Einsinken und optimale Druckverteilung / Entlastung – die durch die druck-

verteilende Mittelschicht zusätzlich unterstützt wird. Die tragende Unterschicht sorgt für Formbeständigkeit und verhindert Auf- und Durchliegen.

Die Sitzzonenverstärkung im Ein- und Ausstiegsbereich bietet erhöhte Sicherheit und ermöglicht ein besseres Ein- und Aussteigen aus dem Bett.



- Hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 3-Schichtaufbau
- Schäume: zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1
- Die Matratze mit Bezug ist desinfizierbar im Autoklaven bis 75 °C



### Bezug

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| → Farbe: grau  | → Allergikergeeignet   | → Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette             | → Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122 > 500 g/m <sup>2</sup> / 24 h    |
| → Textiler Träger: 100% Polyester, Nässperrschicht: 100% Polyurethan | → Anti-Bakteriell beschichtet: Preventol MP100 bei Lanxess   | → Beständig gegen Desinfektionsmittel nach VAH & RKI | → Reißverschluss durchgehend über eine Längsseite und beide Schmalseiten |
| → 2 Wendegriffe  | → Wasser- und Urinundurchlässig                              | → Bis 95 °C waschbar                                 | → Bezug abnehmbar  |
| → Bi-elastisch   | → Schwerentflammbar nach UNI 9175: Klasse 1M + BS 7175 crib5 | → Bis 105 °C autoklavierbar                          |  |
| → Bakterien-, milben- und virendicht                                 |  | → Flächengewicht: 190g/m <sup>2</sup> ± 10           |  |
|  |  | → Wassersäule nach UNI EN 20811 > 200 cm             |  |

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.