

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

VÖLKER

Pflegebetten





Die perfekte Kombination aus Vielseitigkeit, Stil und Funktionalität.

Völker Betten für die Langzeitpflege sind in mehreren Designs und Farben erhältlich. Sie verbinden die erforderlichen Funktionen medizinischer Technik mit einem gehobenen Stil, der ein Zimmer in Pflegeeinrichtungen noch wohnlicher und komfortabler macht.

Besonders Menschen, die der Pflege bedürfen, haben einen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

Komfortabel. Das Völker MiS® Micro-Stimulationssystem.



Das patentierte Völker MiS® Micro-Stimulationssystem basiert auf neurowissenschaftlichen Grundlagen. Es nimmt selbst minimale Eigenbewegungen des Bewohners auf und gibt sie als taktile Reize von der Liegefläche durch die Matratze an den Körper zurück. Diese stete Rückkopplung führt zu einer verbesserten Körperwahrnehmung, fördert die Eigenbewegung sowie die Durchblutung der Haut. Der Schlaf- und Liegekomfort wird verbessert, die Mobilität des Bewohners erhöht und die Gefahr von Dekubitus reduziert.



Menschenwürdige Pflege durch erhöhte Mobilität – das Vis-a-Vis Bett.

Durch Mobilisation können Selbständigkeit und Wohlbefinden von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen gestärkt und ihre Teilhabe an Alltagsaktivitäten gefördert werden. Das Völker Vis-a-Vis bietet die Möglichkeit, den Bewohner sicher in

eine aufrechte Sitzposition zu bringen. Aus dieser Position kann eine einzelne Pflegekraft den Bewohner sicher und unkompliziert nach vorn mobilisieren, bis er mit seinen Füßen festen Bodenkontakt findet.

Patentiert. Das Völker Seitensicherungssystem.



Das patentierte Völker Seitensicherungssystem zeichnet sich durch besondere Variabilität aus. Es besteht aus beidseitig geteilten, unabhängig voneinander ein- oder zweistufig aufstellbaren Elementen. So fühlen sich Bewohner hinreichend gegen unbeabsichtigtes Herausrollen geschützt. Durch die große Variabilität und hohe Stabilität unterstützt die Seitensicherung bei der Mobilisierung.

Die Seitenelemente sind direkt in die Liegefläche integriert. Beim Verstellen werden sie kopf- und fußseitig mitgeführt.



Mehr Sicherheit durch Reduzierung des Sturzrisikos – 5384 Kepler Niedrigstbett.

Das Bett 5384 Kepler bietet maximalen Schutz für extrem sturzgefährdete Bewohner. Ein Sturz aus dem Bett kann zum Verlust der Eigenständigkeit führen und weitere negative Auswirkungen sowohl für den Bewohner als auch für die Pflegeeinrichtung haben.

Dieses vielseitige Niedrigstbett kann auf 24 cm* abgesenkt und auf eine stabile

Arbeitshöhe angehoben werden, damit eine sichere und ergonomische Arbeitsposition für Pflegekräfte sichergestellt wird. Der geringe Abstand zwischen Bett und Boden bei niedrigster Höhe kann sturzgefährdeten Bewohnern ein größeres Gefühl der Sicherheit geben und auch die Häufigkeit und Schwere von Stürzen verringern.

* je nach gewählter Konfiguration



→ Das ergonomische Design des Niedrigstbettes kombiniert ein geringes Gewicht mit hoher Standsicherheit und einer sicheren Arbeitslast von 230 kg.



→ Das Unterbettlicht erleichtert die Orientierung während der Nacht. Ein-Aus-Schaltung per Handschalter. (optional erhältlich)



Das 5384 Kepler Niedrigstbett auf einen Blick:

- Die patentierte »Bed Height Memorisation« (individuelle Höhenspeicherung) ermöglicht Bewohnern und Pflegekräften eine einfache Einstellung der gewünschten Höhe und Position.
- Mit der Funktion »EasyChair« können Bewohner problemlos in eine sitzende Position gebracht werden.
- Sichere Mobilität durch automatische Einstellung der Ausstiegsposition.
- Bettverlängerung und Bettzeugablage optional erhältlich.
- Ein dezentes Nachtlicht unter dem Bett verbessert die Sicherheit für Bewohner und Pflegekräfte (optional erhältlich).
- Optionale Doppelaufrollen ermöglichen eine verbesserte Manövrierbarkeit und bieten mehr Sicherheit dank automatischer Bremsen, wenn sich das Bett in der niedrigsten Position befindet.

Alle Völker Pflegebetten im Überblick.



Modell 5384 Kepler



Modell 3080



Modell 2080



Modell Vis-a-Vis



→ Bei den Modellen 2080 und 3080 können die Laufrollen eingefahren werden.

Designs der Kopf- und Fußteile.

Für Modelle 2080, 3080 und 5384 Kepler



Design S



Design FS

Für Modell 3080



Design MA



Design MAH
(niedrigeres Fußteil/Kopfteil
im Design MA)



Design MB

Für Modell Vis-a-Vis



Design S

Gehen Sie auf Nummer sicher. Mit Völker Service.

Völker Service ist der Garant für größtmöglichen Werterhalt Ihrer Investition in Völker Betten. Er nimmt Ihnen auch einen Großteil der Arbeiten und Pflichten ab, die das Medizinproduktegesetz MPG und weitere gesetzliche Maßgaben mit sich bringen.

Alle unsere Servicetechniker sind qualifizierte und

erfahrene Prüfer, die mit den zu prüfenden Medizinprodukten bestens vertraut sind. Sie prüfen und warten Ihre Betten sorgfältig und unter Beachtung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben.

Festgestellte Mängel werden in der Regel sofort – und damit kostenoptimal – behoben.

Zusätzlich erstellt Völker Service auch eine detaillierte sowie rechtssichere Dokumentation und kontrolliert sämtliche Unterlagen auf ihre Vollständigkeit.

Gerne beraten wir Sie zu dem für Sie optimalen Leistungsumfang von Völker Service. Sprechen Sie uns an.

VÖLKER

ÜBER 100 JAHRE MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHENWÜRDIGE PFLEGE.

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

©2018 Völker | Alle Rechte vorbehalten

VÖLKER

www.voelker.de