

## Pflegeleuchte cultaLED

Die Pflegeleuchte cultaLED kann sowohl als Leseleuchte für den Bewohner eingesetzt werden als auch als Leuchte für das Pflegepersonal. Sie bietet erprobte Funktionalität, hat einen Schnurschalter sowie einen flexiblen Metallschlauch zur individuellen Einstellung des Lichtfeldes. Produktsicherheit wird durch berührungssicheres Leuchtendesign und integrierte Netzleitungen gewährleistet.

Passend zu allen Völker Pflegebetten.



### Technische Daten

- Leuchtgehäuse: Polycarbonat (PC)
- Bestückung: 1 x LED-Lichtmodul, Warmton
- Beleuchtungsstärke: 1100 Lux/0,5 m
- Betriebsgerät: Steckernetzgerät
- Bedienung: Schnurschalter
- Netzleitung: ca. 2,0 m freie Netzleitung
- Geprüft nach: EN 60598-1, EN 60598-2-25
- Modell: Culta02
- Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

## Pflegeleuchte Amalia

Die Pflegeleuchte Amalia mit gehobenem Bedienungskomfort kann sowohl als Leseleuchte für den Bewohner eingesetzt werden als auch als Leuchte für das Pflegepersonal. Sie bietet erprobte Funktionalität, hat ein zusätzliches Orientierungs- und Ambientelicht sowie einen flexiblen Metallschlauch zur individuellen Einstellung des Lichtfeldes. Produktsicherheit wird durch berührungssicheres Leuchtendesign und integrierte Netzleitungen gewährleistet.

Passend zu allen Völker Pflegebetten.



### Technische Daten

- Leuchtgehäuse: Polycarbonat (PC)
- Bestückung: 3 x 3 Watt LED-Leuchtmittel warmweiß, 3000 K
- Betriebsgerät: Steckertrafo
- Bedienung: Sensortaster am Handgriff
- Netzleitung: ca. 2,0 m freie Netzleitung
- Geprüft nach: EN 60598-1, EN 60598-2-25
- Modell: AMALIA 02
- Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.