


## Sensormatratze IQ Care

Die IQ Care Sensormatratze mit integrierten Sensoren registriert sofort eine Gewichtsverlagerung des Bewohners im Bett und überträgt ein elektronisches Signal an die Beleuchtung und die Schwesternrufanlage.

Das System kann einfach und schnell an jedes Rufsystem angeschlossen werden.

- Einfach nachzurüstendes Baukastensystem
- Kabellos ohne Batterien
- Ohne bauliche Veränderungen
- An bestehende Technik anbindbar
- Hoher Liegekomfort in Verbindung mit der Völker MiS®-Liegefläche



### Zubehör:



Licht-Erweiterungspaket  
VOE-IQFY1814



Lichtpaket Netbox  
"IQmat-System"  
VOE-IQFY1816



IQmat-Sensoreinheit  
(5 Sensoren)  
VOE-IQFY1954



IQmat-Ersatzbezug  
VOE-IQFY1900



IQmat-Evakuierungs-  
bezug  
VOE-IQFY1901



Funk-Lichtschalter 1-fach  
VOE-IQFY3901



Funk-Lichtschalter 2-fach  
VOE-IQFY3902



Funk-Empfänger Licht -  
Unterputzschalter  
VOE-IQFY1911



Funk-Mehrfachsteckdose  
IQ-Netbox  
VOE-IQFY1913

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.

## Sensormatratze IQ Care

### Lieferbare Ausstattung/Zubehör:

	IQmat-System 3 Sensoren Höhe: 12 cm VOE-IQFY1801	IQmat-System 5 Sensoren Höhe: 12 cm VOE-IQFY1856	IQmat-System 5 Sensoren Höhe: 14 cm VOE-IQFY1851	IQmat-cut Matratze Höhe: 12 cm VOE-IQFY1014	IQmat-cut Matratze Höhe: 14 cm VOE-IQFY1011
Masse: (Breite x Länge) 87 x 200 cm	•	•	•	•	•
Kein Sensor - Vorgeschchnittene Einschübe für die Sensoren im Matratzenkern	-	-	-	•	•
3 Sensoren	•	-	-	-	-
5 Sensoren	-	•	•	-	-
Funkempfänger inkl. Kabel für Anbindung an Schwesternrufanlage	•	•	•	-	-
Sender zur Aktivierung und Deaktivierung des Systems VOE-IQFY1817	o	•	•	o*	o*
Bezugsmaterial: PUK, Bezugsfarbe: Hellgrau	•	•	•	•	•
IQmat-Sensoreinheit 5 Sensoren VOE-IQFY1954	-	-	-	o	o
IQmat-Sensoreinheit 3 Sensoren	-	-	-	o	o
Licht-Erweiterungspaket VOE-IQFY1814	o	o	o	o*	o*
Lichtpaket-Netbox „IQmat-System“ VOE-IQFY1816	o	o	o	o*	o*
Funk-Lichtschalter 1-fach VOE-IQFY3901	o	o	o	o*	o*
Funk-Lichtschalter 2-fach VOE-IQFY3902	o	o	o	o*	o*
Funk-Empfänger Licht, Unterputzschalter VOE-IQFY1911	o	o	o	o*	o*
IQ-Netbox, Funk-Mehrfachsteckdose VOE-IQFY1913	o	o	o	o*	o*
IQmat-Ersatzbezug VOE-IQFY1900	o	o	o	o	o
IQmat-Evakuierungsbezug VOE-IQFY1901 (Mindestabnahme 10 Stück)	o	o	o	o	o

• Standard    o Optional    - nicht verfügbar    \* Voraussetzung: IQmat-Sensoreinheit

Völker behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die Produkte können von den hier dargestellten Farben leicht abweichen. Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Völker Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website.