



Accessoires pour lits hospitaliers S 962-2 / S 962-2 W S 962-2 Vis-a-vis / S 966

Accessoires Völker

pour lits hospitaliers S 962-2, S 962-2 W,
S 962-2 Vis-a-Vis et S 966.

Tous les accessoires Völker s'insèrent ou s'accrochent facilement dans les supports intégrés correspondants (douilles, étriers de montage, rails).

Les pages suivantes offrent un aperçu détaillé des accessoires disponibles pour chaque lit hospitalier.

Les trois points forts

- ✓ Völker propose un large éventail d'accessoires pratiques et parfaitement adaptés aux lits Völker.
- ✓ Tous les accessoires sont conçus de façon à pouvoir s'insérer ou s'accrocher facilement dans le rail universel intégré.
- ✓ Tous les lits hospitaliers disposent d'un rail universel permettant d'utiliser à tout moment les accessoires malgré les barrières latérales.

Lits hospitaliers de Völker : des avantages exceptionnels



**LARGE AMPLITUDE
DE MOUVEMENT**



**CHARGE DE
TRAVAIL SÉCURISÉE**



**RALLONGE
DYNAMIQUE**



LIT TRÈS BAS




Les personnes dépendantes ont droit au respect de leur dignité. De la même façon, les soignants ont droit à des outils de travail qui leur facilitent autant que possible leur travail quotidien. C'est dans cette optique que nous concevons, développons et fabriquons.

Caractéristiques		Réf.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Tête ou pied de lit rabattable Possible uniquement avec une largeur de lit de 90 cm	PZK-1035/4	✓*	-	✓*
	Potence avec poignée Matériau : avec revêtement en poudre	PZP-3060	✓	-	✓
	Potence avec poignée Matériau : acier inoxydable	PZK-936/1	✓	✓	✓
	Potence avec poignée Réglable d'une main				
	Matériau : avec revêtement en poudre	PZP-3060/2	✓	-	✓
	Matériau : acier inoxydable	PZK-936/3	✓	✓	✓
	Porte-documents	PZK-1070	✓	✓	✓
	Sécurité médiane 1 unité Matériau : Acier inoxydable et stratifié haute pression (HPL)	PZK-969/2	✓*	✓	✓*
	Housse de sécurité médiane Coloris : gris	PZK-982	✓*	✓	✓*
	Support de sécurité médiane	PZK-979	✓*	✓	✓*
	Support de sangle universel 1 paire				
	Déplaçable sans outil	PZK-972/3	✓	✓	✓
	Vissé	PZK-972/4	✓	✓	✓

Caractéristiques		Réf.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Support de béquilles 1 paire	PZK-965	✓	✓	✓
	Support de béquilles 1 support pour 2 béquilles	PZK-965/2	✓	✓	✓
	Support de télécommande	PZK-1044/3	✓*	✓	✓*
	Support de câble Care Clip pour le guidage du câble sur la potence				
	Pour potence PZP-936 (38 mm)	KT3860	✓	✓	✓
	Pour potence PZP-3060 (31 mm)	KT3859	✓	✓	✓
	Support de perfusion Pour potence PZP-3060	PZP-3055/2	✓	-	✓
	Support de perfusion Pour potence PZK-936	PZK-937/3	✓	✓	✓
	Pied à perfusion Réglable d'une main Capacité de charge par crochet : 2 kg Matériau : acier inoxydable	PZK-939_R	✓	✓	✓
	Pied à perfusion Réglable d'une main Capacité de charge par crochet : 2 kg Matériau : acier inoxydable	PZK-939_S	✓	✓	✓
	Pied à perfusion (droit) Réglable d'une main Capacité de charge par crochet : 2 kg Matériau : acier inoxydable	PZK-939_U	✓	✓	✓
	Rail normalisé ISO Matériau : acier inoxydable				
	Longueur : 40 cm	PZK-1083/6	✓	✓	✓
	Longueur : 60 cm	PZK-1083/8	✓	✓	✓

Caractéristiques		Réf.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Rail normalisé ISO Fixé au dossier du côté de la tête de lit Matériau : acier inoxydable	PZK-1091	✓	✓	-
	Porte-nom	PZK-950_R	✓	✓	✓
	Câble de compensation de potentiel Longueur : 300 cm	PZK-948	✓	✓	✓
	Panier métallique Matériau : chrome	PZK-1041	✓*	✓	-
	Tablette écriteiro Matériau : stratifié haute pression (HPL) Coloris : gris	PZK-962/2	✓	✓	✓
	Porte-serviette	PZK-978/2	✓	✓	✓
	Housses de protection pour barrières latérales Pour longueur de lit : 200 cm				
	Hauteur de la protection latérale : 34 cm	PZK-981.2.0	✓*	✓	✓*
	Hauteur de la protection latérale : 37 cm	PZK-981EN20	✓*	✓	✓*
	Pour barrières latérales fixes	PZK-984	✓	-	✓
	Crochet universel 1 paire	PZK-1043	✓	✓	✓
	Crochet universel 1 paire Pour rails normalisés ISO : PZK-1083/PZK-1064	PZK-943	✓	✓	✓

Caractéristiques		Réf.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Panier porte-urinal À accrocher dans le rail pour accessoires Matériau : chrome	PZK-1040	✓*	✓	-
	Panier porte-urinal Inséré dans la douille de support Matériau : chrome	PZK-1040/2	✓*	✓	✓*
	Panier porte-urinal Pour rail normalisé ISO : PZK-1083 Matériau : chrome	PZK-940/3	✓	✓	-
	Lampe Maya Insérée derrière la tête de lit à l'aide d'un adaptateur	PMAYA01	✓	✓	✓
	Support de tablette Enfichable dans le logement de la télécommande	PZK-1092	✓	✓	✓
	Support de téléphone portable Enfichable dans le logement de la télécommande	PZK-1093	✓	✓	✓
Accoudoirs 1 jeu		PZK-ARVAV	-	✓	-
Repose-pieds 1 jeu		PZK-FRVAV	-	✓	-
Drap de lit Deux parties, pour toutes les tailles de lit		PZK-BSVAV	-	✓	-

La disponibilité de certains accessoires dépend également de l'année de fabrication et de la configuration de votre lit. Vous souhaitez savoir avec précision quelles versions d'accessoires sont adaptées à votre lit Völker ? Vérifiez alors le numéro de série de votre lit et contactez votre représentant local.

Aperçu de tous les lits hospitaliers Völker

Données techniques.



S 962-2* / S 962-2 W

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		env. 143 / 164 kg
Largeur du plan de couchage		90 / 100 cm
Longueur du plan de couchage		200 / 210 cm
Dimensions extérieures		99 – 104 cm*



S 962-2 Vis-a-Vis

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		env. 169 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		210 cm
Dimensions extérieures		99 cm



S 966*

Charge de travail sécurisée		270 kg
Poids à vide		env. 160 kg
Largeur du plan de couchage		90 / 100 cm
Longueur du plan de couchage		200 / 210 cm
Dimensions extérieures		99 – 104 cm**

* disponible également en variante Protect

** dans le cas de barrières latérales fixes en deux parties

Pour plus d'informations sur
les données techniques

voelker.de



**PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ
DURABLE**

Siège

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /

Pièces de rechange

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630