An elderly man with white hair, wearing a blue long-sleeved shirt and dark trousers, is sitting on a medical bed. He is holding an open book and looking down at it. A modern, adjustable desk lamp is positioned above him, casting a soft light on the book. The bed has a wooden headboard and a white pillow. In the background, there is a small bedside table with a framed picture on it. The overall atmosphere is calm and focused.

Accessoires pour lits médicalisés

2080 / 3080 / 5384

Accessoires Völker

Lits médicalisés 2080, 3080 et 5384.

Tous les accessoires Völker s'insèrent ou s'accrochent facilement dans les supports intégrés correspondants (douilles, étriers de montage, rails).

Les pages suivantes offrent un aperçu détaillé des accessoires disponibles pour chaque lit médicalisé.

Les trois points forts

- ✓ Völker propose un large éventail d'accessoires pratiques et parfaitement adaptés aux lits Völker.
- ✓ Tous les accessoires sont conçus de façon à pouvoir s'insérer ou s'accrocher facilement dans le rail universel intégré.
- ✓ Tous les lits médicalisés disposent d'un rail universel permettant d'utiliser à tout moment les accessoires malgré les barrières latérales.

Lits médicalisés de Völker : des avantages exceptionnels



CHARGE DE TRAVAIL SÉCURISÉE



LARGE AMPLITUDE DE MOUVEMENT




RALLONGE DYNAMIQUE




LIT TRÈS BAS















POSITION PROCLIVE



Les personnes dépendantes ont droit au respect de leur dignité. De la même façon, les soignants ont droit à des outils de travail qui leur facilitent autant que possible leur travail quotidien. C'est dans cette optique que nous concevons, développons et fabriquons.

Caractéristiques		Réf.	2080	3080	5384
	Potence avec poignée Matériau : avec revêtement en poudre	PZP-3060	✓	✓	✓
	Potence avec poignée Réglable d'une main Matériau : avec revêtement en poudre	PZP-3060/2	✓	✓	✓
	Sécurité médiane 1 unité Matériau : Acier inoxydable et stratifié haute pression (HPL)	PZK-969/2	-	✓	✓*
	Housse de sécurité médiane 1 unité Coloris : marron	PZP-3059	-	✓	✓*
	Support de sécurité médiane	PZP-3070	-	✓	✓*
	Support de sangle universel 1 paire Déplaçable sans outil Vissé	PZK-972/3 PZK-972/4	✓ ✓	✓ ✓	- -
	Support de béquilles 1 paire	PZP-965	✓	✓	✓
	Support de télécommande	PZK-1044/3	-	✓	-
	Support de câble Care Clip Pour le guidage du câble sur la potence par ex. pour l'appel du personnel infirmier	KT3859	✓	✓	✓
	Support de perfusion Pour potence PZP-3060	PZP-3055/2	✓	✓	✓
	Pied à perfusion Réglable d'une main Capacité de charge par crochet de 2 kg Matériau : acier inoxydable *Adaptateur PZP-5084 nécessaire	PZP-3057	✓	✓	✓
	Rail normalisé ISO Matériau : acier inoxydable Longueur : 40 cm Longueur : 60 cm	PZK-1083/6 PZK-1083/8	✓ ✓	✓ ✓	- -

La disponibilité de certains accessoires dépend également de l'année de fabrication et de la configuration de votre lit. Vous souhaitez savoir avec précision quelles versions d'accessoires sont adaptées à votre lit Völker ? Vérifiez alors le numéro de série de votre lit et contactez votre représentant local.

Caractéristiques		Réf.	2080	3080	5384
	Housse de protection pour barrière latérale Pour longueur de lit : 200 cm Hauteur de la protection latérale : 34 cm	PZP-2056-2.0	✓	-	-
	Housses de protection pour barrières latérales Pour longueur de lit : 200 cm Hauteur de la protection latérale : 34 cm	PZP-3056_C_2.0	-	✓	✓*
	Crochet universel 1 paire	PZK-1043	✓	✓	-
	Crochet universel 1 paire Pour rails normalisés ISO	PZK-943	✓	✓	✓
	Panier porte-urinal À accrocher dans le rail pour accessoires Matériau : chrome	PZK-1040	✓	✓	-
	Panier porte-urinal Inséré dans la douille de support Matériau : chrome	PZK-1040/2	-	✓	✓*
	Galets déflecteurs Verticaux	PZP-3068	✓	✓	✓
	Support d'espacement mural au niveau de la tête de lit	PZP-3078	-	-	✓
	Support d'espacement mural sur la longueur du lit	PZP-3079	-	-	✓
	Lampe Maya Insérée derrière la tête de lit à l'aide d'un adaptateur	PMAYA02	✓	✓	✓
	Support de tablette Enfichable dans le logement de la télécommande	PZK-1092	-	✓	✓
	Support de téléphone portable Enfichable dans le logement de la télécommande	PZK-1093	-	✓	✓

✓ Disponible - Non disponible * Non disponible avec les barrières latérales fixes

Aperçu de tous les lits médicalisés Völker

Données techniques.



2080

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		env. 96 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		200 cm
Dimensions extérieures		98 cm





3080

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		env. 96 kg
Largeur du plan de couchage		90 / 100 cm
Longueur du plan de couchage		200 / 210 cm
Dimensions extérieures		98 cm



5384

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		127 - 158 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		200 cm
Dimensions extérieures		98 cm

Pour plus d'informations sur
les données techniques

voelker.de



**PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ
DURABLE**

Siège

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /

Pièces de rechange

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630