



**Lits médicalisés**  
**Avec nos lits, vous**  
**êtes à la bonne place.**



**“Vous avez notre parole: la hot-line de notre service client est toujours là pour vous quand vous en avez besoin.”**

Yvonne Risch  
Management

## Lits Médicalisés Völker

**La combinaison parfaite entre polyvalence, style et fonctionnalité.**

Les lits de soins de longue durée Völker proposent un large choix de designs et couleurs. Ils allient les nécessaires fonctionnalités et technologies médicales à un style sophistiqué qui rend les chambres des établissements de santé encore plus chaleureuses et confortables. Les personnes nécessitant des soins ont particulièrement droit au respect et à la considération de leur dignité. C’est dans cet esprit que nous pensons, développons et produisons.

### Avantages exclusifs



**PIÈCES DÉTACHÉES  
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CERTIFIÉ  
DURABLE**



**CENTRÉS SUR  
LE SERVICE**



**30 JOURS  
D'ESSAI**

# Nos lits médicalisés

L'essentiel en un coup d'œil.



2080

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		approx. 96 kg
Largeur du sommier		90 cm
Longueur du sommier		200 cm
Largeur hors-tout		98 cm



3080

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		approx. 96 kg
Largeur du sommier		90 cm
Longueur du sommier		200 / 210 cm
Largeur hors-tout		98 cm



5384

Charge de travail sécurisée		230 kg
Poids à vide		127 - 158 kg
Largeur du sommier		90 cm
Longueur du sommier		200 cm
Largeur hors-tout		98 cm

En savoir plus sur les  
données techniques

[voelker.de](http://voelker.de)



## Une mobilisation du résident sécurisée.


### Le système breveté de sécurités latérales Völker soulage le personnel soignant.

L'automobilisation des résidents aide à maintenir l'autonomie et la confiance en soi. Cette mobilisation est facilitée par l'espace central des sécurités latérales Völker qui atténue la privation de liberté de mouvements qu'imposent les barrières habituelles. Très stable, le design télescopique des sécurités Völker permet aux résidents de se lever de façon autonome et de maintenir leur vitalité. De plus, les sécurités latérales Völker suivent tous les mouvements du sommier pour offrir une sécurité optimale au résident.

## Un confort et une relaxation améliorés.

### Le système de sommier à micro-stimulation.

Tous les sommiers Völker offrent le système breveté de micro-stimulation MIS, issu de principes neuroscientifiques. Le MIS réagit aux mouvements les plus infimes du résident pour renvoyer un stimuli tactile au corps depuis le sommier et à travers le matelas. L'expérience de ces dernières années a montré qu'une telle stimulation permet une meilleure perception du corps ainsi que l'amélioration du sommeil et du confort de couchage. La combinaison du sommier MIS et du matelas peut également participer à la réduction du risque d'escarres.<sup>1</sup>



# Design, forme et couleur

Composez le lit de vos rêves.

## Décors bois



Poirier sauvage  
teinte érable\*

M41



Hêtre Vieux Moulin\*\*

M42



Hêtre  
étuvé\*\*

M47



Erable  
After Eight\*\*

M48



Pin  
baltique\*

M54



Chêne  
Milano\*

MCD



Merisier  
parqueté\*

MCD



Orme  
Baron Truffe\*

M55

Les lits et chevets de soins longue durée ne sont pas disponibles en couleur unie.

Note concernant la teinte du piétement des modèles

2080 et 3080:

\*piétement anodisé | \*\*piétement décor hêtre

## Panneaux

Design

S

FS

MA

MAH

MB

Panneau  
de tête



Panneau  
de pied



Disponible pour

3080

3080

3080

3080

3080

5384

5384

2080

2080

## Roulettes



Pour les modèles 2080 et 3080, les roulettes sont intégrées dans les pieds et peuvent être sorties ou rétractées par télécommande.



**PIÈCES DÉTACHÉES  
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR  
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE  
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ  
DURABLE**

#### **Siège social**

##### **Völker GmbH**

Wullener Feld 79  
58454 Witten  
Germany  
+49 (0) 2302 960 960

##### **Völker Schweiz GmbH**

Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Switzerland  
+41 (0) 44 563 1939

##### **Völker Medizinprodukte GmbH**

Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Austria  
+43 (0) 1 205 8365

#### **Voelker France SAS**

27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
France  
+33 (0) 18 288 1530

#### **Voelker Nederland B.V.**

Laan 21  
1741 EA Schagen  
Netherlands  
+31 (0) 20 808 1603

#### **Demandes générales**

info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

#### **Ventes / SAV / Pièces détachées**

kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630