



Tables de chevet et desserte pour cliniques et établissements de soins

Tables de chevet Völker

Le complément idéal à tout lit Völker.

Installée à côté du lit, la table de chevet constitue pour les patients et les résidents un élément de mobilier essentiel pendant leur séjour. Elle leur permet d'une part d'avoir à tout moment à portée de main des objets importants tels que des livres, des lunettes ou des appareils électroniques. Elle leur offre d'autre part la possibilité de prendre leurs repas dans une position plus confortable et plus agréable. Vous trouverez ci-après un aperçu des différents modèles de table de chevet Völker.



Modèle K 940



Compartment range-bouteille simple



Compartment range-bouteille triple



Support pour bassin de lit



Dispositif de support de téléphone



Porte-serviette



Rampe sur 3 côtés



Modèle	K 931	K 940	K 941	K 941/2	K 941 MK	K941 4.0
Dimensions en cm (L x P x H)	48 x 48 x 73	60 x 48 x 56	60 x 48 x 73	60 x 48 x 85	68 x 56 x 79	68 x 48 x 73
Plateau de tablette en cm (L x P)	-	55 x 35				
Plage de réglage en hauteur du plateau de la tablette en cm	-	64-98	64-98	64-98	64-98	64-98
Poids en kg	21	29	29	32	48	35
Matériau	RAL 9006 / HPL *					

Caractéristiques

Tablette	-	✓	✓	✓	✓	○
Utilisable des deux côtés	✓	✓	✓	✓	-	✓
Porte avec compartiment range-bouteille simple (des deux côtés)	○	○	○	○	-	○
Tiroir avec compartiment range-bouteille triple (des deux côtés)	○	○	○	○	-	○
Roulettes Ø6,5 cm (2 roulettes avec frein)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte	✓	✓	✓	✓	-	✓
Tiroir à la place de la porte	○	○	○	○	-	○
Compartiment de rangement ouvert	✓	-	✓	✓	-	✓
Support pour bassin de lit	○	○	○	○	○	-
Dispositif de support de téléphone à deux endroits	○	○	○	○	○	○
Rehausse de type comptoir	-	✓	-	-	-	-
1 porte-serviette	○	○	○	○	○	-
Tiroir supérieur verrouillable	○	○	○	○	○	○
Rampe sur 3 côtés, hauteur : 68 mm 3D	○	-	○	○	○	-



Modèle	P 920	P 930	P 935	P 941	P 941 O.T.	P 941 4.0
Dimensions en cm (L x P x H)	42 x 44 x 61	48 x 48 x 61	48 x 48 x 61	60 x 48 x 74	48 x 48 x 74	60 x 48 x 73
Plateau de tablette en cm (L x P)	-	-	-	55 x 35	-	55 x 35
Plage de réglage en hauteur du plateau de la tablette en cm	-	-	-	64-98	-	64-98
Poids en kg	21	23	24	32	24	35
Matériau	Panneaux hmé laminés décoratifs*	Panneaux mélaminés décoratifs*				
Design	-	Montants arrondis	Montants plats	Montants arrondis	Montants arrondis	-

Caractéristiques

Tablette	-	-	-	✓	-	○
Utilisable des deux côtés	-	-	-	✓	✓	✓
Porte avec compartiment range-bouteille simple (des deux côtés)	-	-	-	○	○	○
Compartiment range-bouteille simple fixé à la porte	○	○	○	-	-	-
Compartiment range-bouteille triple dans tiroir	○	○	○	-	-	○
Roulettes Ø6,5 cm (2 roulettes avec frein)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiroir à la place de la porte	✓	✓	✓	-	-	-
Compartiment de rangement ouvert	-	-	-	✓	✓	✓
Tiroir supérieur verrouillable	○	○	○	○	○	○

Desserte

Modèle


RT-985

Dimensions en cm (L x P x H), sans la rampe	98 x 45 x 74 jusqu'à 117
Poids en kg	20
Matériau	Aluminium (RAL 9006) et stratifié haute pression (HPL)
Coloris	Voir la gamme de coloris

Caractéristiques

Roulettes Ø 5,0 cm *	×
Roulettes Ø 6,5 cm *	✓
Roulettes Ø 7,5 cm *	○
Plateau continu	×

✓ En standard ○ En option × En option sans frais supplémentaires * 2 roulettes avec frein





**PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ
DURABLE**

Siège

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /

Pièces de rechange
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630