



Nachtkastjes en mobiele bedtafels voor ziekenhuizen en zorginstellingen

Völker nachtkastjes

De ideale aanvulling op ieder Völker bed

Het nachtkastje naast het bed is een belangrijk hulpmiddel voor patiënten en bewoners tijdens hun verblijf. Het zorgt ervoor dat alle belangrijke zaken zoals boeken, bril en tablet altijd bij de hand zijn. Maar het biedt ook de mogelijkheid om in een comfortabele en goede houding te kunnen eten. Hier vindt u een overzicht van alle modellen nachtkastjes van Völker.



Model K 940



Flessenhouder 1-delig



Flessenhouder 3-delig



Houder voor steek



Voorziening voor telefoonhouder



Handdoekhouder



Reling aan 3 zijden



Model	K 931	K 940	K 941	K 941/2	K 941 MK	K941 4.0
Afmetingen in cm (B × D × H)	48 × 48 × 73	60 × 48 × 56	60 × 48 × 73	60 × 48 × 85	68 × 56 × 79	68 × 48 × 73
Bedtafelblad in cm (B × D)	-	55 × 35	55 × 35	55 × 35	55 × 35	55 × 35
Bedtafelblad in hoogte verstelbaar in cm	-	64-98	64-98	64-98	64-98	64-98
Gewicht in kg	21	29	29	32	48	35
Materiaal	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *	RAL 9006 / HPL *

Kenmerken

Bedtafel	-	✓	✓	✓	✓	○
Aan beide zijden bruikbaar	✓	✓	✓	✓	-	✓
Flessenhouder 1-delig deur (aan beide zijden)	○	○	○	○	-	○
Flessenhouder 3-delig schuiflade (aan beide zijden)	○	○	○	○	-	○
Wielen Ø6,5 cm (2 wielen met rem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deur	✓	✓	✓	✓	-	✓
Schuiflade i.p.v. deur	○	○	○	○	-	○
Open opbergvak	✓	-	✓	✓	-	✓
Houder voor steek	○	○	○	○	○	-
Voorziening voor telefoonhouder op twee plekken	○	○	○	○	○	○
Opzetblad met flesinzet	-	✓	-	-	-	-
1 handdoekhouder	○	○	○	○	○	-
Bovenste lade afsluitbaar	○	○	○	○	○	○
Reling aan 3 zijden, hoogte: 68 mm 3D	○	-	○	○	○	-



Model	P 920	P 930	P 935	P 941	P 941 O.T.	P 941 4.0
Afmetingen in cm (B × D × H)	42 × 44 × 61	48 × 48 × 61	48 × 48 × 61	60 × 48 × 74	48 × 48 × 74	60 × 48 × 73
Bedtafelblad in cm (B × D)	-	-	-	55 × 35	-	55 × 35
Bedtafelblad in hoogte verstelbaar in cm	-	-	-	64 - 98	-	64 - 98
Gewicht in kg	21	23	24	32	24	35
Materiaal	Decorspaanplaat*	Decorspaanplaat*	Decorspaanplaat*	Decorspaanplaat*	Decorspaanplaat*	Decorspaanplaat*
Design	-	Ronde staanders	Vlakke staanders	Ronde staanders	Ronde staanders	-

Kenmerken

Bedtafel	-	-	-	✓	-	○
Aan beide zijden bruikbaar	-	-	-	✓	✓	✓
Flessenhouder 1-delig deur (aan beide zijden)	-	-	-	○	○	○
Flessenhouder 1-delig aan deur	○	○	○	-	-	-
Flessenhouder 3-delig in schuiflade	○	○	○	-	-	○
Wielen Ø 6,5 cm (2 wielen met rem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schuiflade i.p.v. deur	✓	✓	✓	-	-	-
Open opbergvak	-	-	-	✓	✓	✓
Bovenste lade afsluitbaar	○	○	○	○	○	○

Mobiele bedtafels

Model

RT-985

Afmetingen in cm (b×d×h), zonder reling	98×45×74 tot 117
Gewicht in kg	20
Materiaal	Aluminium (RAL 9006) en HPL-plaat
Kleur	zie kleurencollectie

Kenmerken

Wielen Ø 5,0 cm *	×
Wielen Ø 6,5 cm *	✓
Wielen Ø 7,5 cm *	○
Doorlopend tafelblad	×

✓ standaard ○ optioneel × optioneel zonder bijkomende kosten * 2 wielen met rem





**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID**

**Hoofdkantoor
Völker GmbH**
Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630