



Toebehoren ziekenhuisbedden

S 962-2 / S 962-2 W

S 962-2 Vis-a-vis / S 966

Völker toebehoren

voor ziekenhuisbedden S 962-2, S 962-2 W,
S 962-2 Vis-a-Vis en S 966

Alle toebehoren van Völker kunnen in de geïntegreerde hulzen, houders en rails worden gestoken of gehangen.

Op de volgende pagina's vindt u een gedetailleerd overzicht van welke toebehoren verkrijgbaar zijn voor welk ziekenhuisbed.

Drie sterke punten

- ✓ Völker biedt een ruime keuze aan praktische en perfect op de Völker bedden afgestemde toebehoren.
- ✓ Alle toebehoren zijn zo ontwikkeld dat ze gemakkelijk in de geïntegreerde universele rail kunnen worden gestoken of gehangen.
- ✓ Alle ziekenhuisbedden hebben een universele rail, zodat de toebehoren ondanks beddekken altijd gebruikt kunnen worden.

Ziekenhuisbedden van Völker: uitstekende voordelen



**VEILIGE
WERKBELASTING**



**GROOT
INSTELBEREIK**



**DYNAMISCHE
EXTENSIE**




**LAGE
BEDHOOGTE**




Zorgvragers hebben recht op respect voor hun identiteit en waardigheid. En zorgverleners hebben recht op arbeidsmiddelen die het werk zo gemakkelijk mogelijk maken. Vanuit deze visie denken, ontwikkelen en produceren wij.

Kenmerken		Art-nr.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Inklapbaar hoofd- of voeteneinde Alleen mogelijk bij bedbreedte van 90 cm	PZK-1035/4	✓*	-	✓*
	Bedpapegaai met beugel Materiaal: gepoedercoat	PZP-3060	✓	-	✓
	Bedpapegaai met beugel Materiaal: rvs	PZK-936/1	✓	✓	✓
	Bedpapegaai met beugel Met een hand verstelbaar				
	Materiaal: gepoedercoat	PZP-3060/2	✓	-	✓
	Materiaal: rvs	PZK-936/3	✓	✓	✓
	Documenthouder	PZK-1070	✓	✓	✓
	Insteekplaat 1 stuk Materiaal: rvs en HPL-plaat	PZK-969/2	✓*	✓	✓*
	Hoes voor insteekplaat Kleur: grijs	PZK-982	✓*	✓	✓*
	Houder voor insteekplaat	PZK-979	✓*	✓	✓*
	Universele houder voor onrustband 1 paar				
	Verzetbaar zonder gereedschap	PZK-972/3	✓	✓	✓
	Vast opgeschroefd	PZK-972/4	✓	✓	✓

Kenmerken		Art-nr.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Houder voor krukken 1 paar	PZK-965	✓	✓	✓
	Houder voor krukken 1 houder voor 2 krukken	PZK-965/2	✓	✓	✓
	Handschakelaarhouder	PZK-1044/3	✓*	✓	✓*
	Kabelhouder Care Clip voor kabelgeleiding langs de papegaai				
	Voor papegaai PZP-936 (38 mm)	KT3860	✓	✓	✓
	Voor papegaai PZP-3060 (31 mm)	KT3859	✓	✓	✓
	Infuushouder Voor papegaai PZP-3060	PZP-3055/2	✓	-	✓
	Infuushouder Voor papegaai PZK-936	PZK-937/3	✓	✓	✓
	Infuuspaal Met een hand verstelbaar Draagkracht per haak: 2 kg Materiaal: rvs	PZK-939_R	✓	✓	✓
	Infuuspaal Met een hand verstelbaar Draagkracht per haak: 2 kg Materiaal: rvs	PZK-939_S	✓	✓	✓
	Infuuspaal (recht) Met een hand verstelbaar Draagkracht per haak: 2 kg Materiaal: rvs	PZK-939_U	✓	✓	✓
	ISO-normrail Materiaal: rvs				
	Lengte: 40 cm	PZK-1083/6	✓	✓	✓
	Lengte: 60 cm	PZK-1083/8	✓	✓	✓

Kenmerken		Art-nr.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	ISO-normrail Wordt bevestigd aan de rugleuning aan het hoofdeinde Materiaal: rvs	PZK-1091	✓	✓	-
	Naamkaarthouder	PZK-950_R	✓	✓	✓
	Potentialvereffeningskabel Lengte: 300 cm	PZK-948	✓	✓	✓
	Drainagefleshouder Materiaal: Chroom	PZK-1041	✓*	✓	-
	Schrijftablet Materiaal: HPL-plaat Kleur: grijs	PZK-962/2	✓	✓	✓
	Handdoekhouder	PZK-978/2	✓	✓	✓
	Bedhekbeschermer Voor bedlengte: 200 cm				
	Hoogte bedheken: 34 cm	PZK-981_2.0	✓*	✓	✓*
	Hoogte bedheken: 37 cm	PZK-981EN20	✓*	✓	✓*
	Voor vaste bedheken	PZK-984	✓	-	✓
	Universele haak 1 paar	PZK-1043	✓	✓	✓
	Universele haak 1 paar Voor ISO-normrails: PZK-1083/PZK-1064	PZK-943	✓	✓	✓

Kenmerken		Art-nr.	S 962-2 S 962-2 W	S 962-2 VaV	S 966
	Urinefleshouder Wordt in de rail gehangen Materiaal: Chroom	PZK-1040	✓*	✓	-
	Urinefleshouder Wordt in de huls gestoken Materiaal: Chroom	PZK-1040/2	✓*	✓	✓*
	Urinefleshouder Voor ISO-normrail: PZK-1083 Materiaal: Chroom	PZK-940/3	✓	✓	-
	Lamp Maya Wordt met adapter achter het hoofdeinde bevestigd	PMAYA01	✓	✓	✓
	Houder voor tablet Kan in de handschakelaarhouder worden gestoken	PZK-1092	✓	✓	✓
	Houder voor mobiele telefoon Kan in de handschakelaarhouder worden gestoken	PZK-1093	✓	✓	✓
Armkussens 1 set		PZK-ARVAV	-	✓	-
Voetkussens 1 set		PZK-FRVAV	-	✓	-
Bedlakens Tweedelig, voor alle bedmaten		PZK-BSVAV	-	✓	-

Voor sommige toebehoren is de beschikbaarheid ook afhankelijk van het fabricagejaar en de configuratie van het bed.
Wilt u precies weten welke versies en toebehoren passen bij uw Völker bed?
Noteer het serienummer van uw bed en neem contact op met uw contactpersoon.

Overzicht van alle Völker ziekenhuisbedden

Technische gegevens



S 962-2* / S 962-2 W

Maximale werklust		250 kg
Leeg gewicht		ca. 143 / 164 kg
Breedte ligoppervlak		90 / 100 cm
Lengte ligoppervlak		200 / 210 cm
Buitenmaten		99 – 104 cm*



S 962-2 Vis-a-Vis

Maximale werklust		250 kg
Leeg gewicht		ca. 169 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		210 cm
Buitenmaten		99 cm



S 966*

Maximale werklust		270 kg
Leeg gewicht		ca. 160 kg
Breedte ligoppervlak		90 / 100 cm
Lengte ligoppervlak		200 / 210 cm
Buitenmaten		99 – 104 cm**

* ook verkrijgbaar als Protect-variant

** bij vaste tweedelige bedhekken

Kijk voor meer technische
gegevens op
voelker.de



**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID**

Hoofdkantoor

Völker GmbH

Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630