



Toebehoren zorgbedden

2080 / 3080 / 5384

Völker toebehoren

Zorgbedden 2080, 3080 en 5384

Alle toebehoren van Völker kunnen in de geïntegreerde hulzen, houders en rails worden gestoken of gehangen.

Op de volgende pagina's vindt u een gedetailleerd overzicht van welke toebehoren verkrijgbaar zijn voor welk zorgbed.

Drie sterke punten

- ✓ Völker biedt een ruime keuze aan praktische en perfect op de Völker-bedden afgestemde toebehoren.
- ✓ Alle toebehoren zijn zo ontwikkeld dat ze gemakkelijk in de geïntegreerde universele rail kunnen worden gestoken of gehangen.
- ✓ Alle zorgbedden hebben een universele rail, zodat toebehoren ondanks beddekken altijd gebruikt kunnen worden.

Zorgbedden van Völker: uitstekende voordelen



**VEILIGE
WERKBELASTING**



**GROOT
INSTELBEREIK**




**DYNAMISCHE
EXTENSIE**



**LAGE
BEDHOOGTE**















**ANTI-
TRENDELENBURG**



Zorgvragers hebben recht op respect voor hun identiteit en waardigheid. En zorgverleners hebben recht op arbeidsmiddelen die het werk zo gemakkelijk mogelijk maken. Vanuit deze visie denken, ontwikkelen en produceren wij.

Kenmerken		Art-nr.	2080	3080	5384
	Bedpapegaaï met beugel Materiaal: gepoedercoat	PZP-3060	✓	✓	✓
	Bedpapegaaï met beugel Met een hand verstelbaar Materiaal: gepoedercoat	PZP-3060/2	✓	✓	✓
	Insteekplaat 1 stuk Materiaal: rvs en HPL-plaat	PZK-969/2	-	✓	✓*
	Hoes voor insteekplaat 1 stuk Kleur: bruin	PZP-3059	-	✓	✓*
	Houder voor insteekplaat	PZP-3070	-	✓	✓*
	Universele houder voor onrustband 1 paar				
	Verzetbaar zonder gereedschap	PZK-972/3	✓	✓	-
	Vast opgeschroefd	PZK-972/4	✓	✓	-
	Houder voor krukken 1 paar	PZP-965	✓	✓	✓
	Handschakelaarhouder	PZK-1044/3	-	✓	-
	Kabelhouder Care Clip Voor kabelgeleiding langs de papegaaï voor bv. oproepsysteem	KT3859	✓	✓	✓
	Infuushouder Voor papegaaï PZP-3060	PZP-3055/2	✓	✓	✓
	Infuuspaal Met een hand verstelbaar Draagkracht per haak 2 kg Materiaal: rvs *Adapter PZP-5084 nodig	PZP-3057	✓	✓	✓
	ISO-normrail Materiaal: rvs				
	Lengte: 40 cm	PZK-1083/6	✓	✓	-
	Lengte: 60 cm	PZK-1083/8	✓	✓	-

Voor sommige toebehoren is de beschikbaarheid ook afhankelijk van het fabricagejaar en de configuratie van het bed. Wilt u precies weten welke versies en toebehoren passen bij uw Völker-bed? Noteer het serienummer van uw bed en neem contact op met uw contactpersoon.

Kenmerken		Art-nr.	2080	3080	5384
	Beschermhoes voor beddekken Voor bedlengte: 200 cm Hoogte beddekken: 34 cm Kleur: bruin	PZP- 2056-2.0	✓	-	-
	Beddekbescherming Voor bedlengte: 200 cm Hoogte beddekken: 34 cm Kleur: bruin	PZP-3056_C_2.0	-	✓	✓*
	Universele haak 1 paar	PZK-1043	✓	✓	-
	Universele haak 1 paar Voor ISO-normrails	PZK-943	✓	✓	✓
	Urinefleshouder Wordt in de rail gehangen Materiaal: Chroom	PZK-1040	✓	✓	-
	Urinefleshouder Wordt in de huls gestoken Materiaal: Chroom	PZK-1040/2	-	✓	✓*
	Stootwielen verticaal	PZP-3068	✓	✓	✓
	Wandafstandshouder hoofdeinde	PZP-3078	-	-	✓
	Wandafstandshouder zijdelings	PZP-3079	-	-	✓
	Lamp Maya Wordt met adapter achter het hoofdeinde bevestigd	PMAYA02	✓	✓	✓
	Houder voor tablet Kan in de handschakelaarhouder worden gestoken	PZK-1092	-	✓	✓
	Houder voor mobiele telefoon Kan in de handschakelaarhouder worden gestoken	PZK-1093	-	✓	✓

✓ beschikbaar - niet beschikbaar * niet bij vaste beddekken

Overzicht van alle Völker zorgbedden

Technische gegevens



2080

Maximale werklust		230 kg
Leeg gewicht		ca. 96 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		200 cm
Buitenmaten		98 cm



3080

Maximale werklust		230 kg
Leeg gewicht		ca. 96 kg
Breedte ligoppervlak		90 / 100 cm
Lengte ligoppervlak		200 / 210 cm
Buitenmaten		98 cm



5384

Maximale werklust		230 kg
Leeg gewicht		127- 158 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		200 cm
Buitenmaten		98 cm

Kijk voor meer technische
gegevens op
voelker.de



**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID**

**Hoofdkantoor
Völker GmbH**
Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630