



**Zorgbedden**

**Met onze bedden  
ligt u goed**



**“U kunt ons aan ons woord houden: Onze telefonische klantenservice staat altijd voor u klaar als u ons nodig heeft: 24/7, zelfs in het weekend.”**

Yvonne Risch  
Bestuur

## Völker zorgbedden

**De perfecte combinatie van veelzijdigheid, stijl en functionaliteit**

Völker bedden voor langdurige zorg zijn verkrijgbaar in meerdere designs en kleuren. Ze combineren de noodzakelijke technische functies voor medische bedden met een stijl die een kamer in een zorginstelling nog huiselijker en comfortabeler maakt. Vooral zorgvragers hebben recht op respect voor hun identiteit en waardigheid. Vanuit deze visie denken, ontwikkelen en produceren wij.

### Unieke voordelen



**20 JAAR  
SPARE-PARTS**

**24/7**

**ALTIJD  
BESCHIKBAAR**



**FOCUS UP  
SERVICE**



**30 DAGEN  
TESTEN**

# Onze zorgbedden

De belangrijkste feiten in een oogopslag




2080

|                      |                                                                                    |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Maximale werklust    |   | 230 kg    |
| Leeg gewicht         |   | ca. 96 kg |
| Breedte ligoppervlak |   | 90 cm     |
| Lengte ligoppervlak  |   | 200 cm    |
| Buitenmaten          |  | 98 cm     |



3080

|                      |                                                                                      |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Maximale werklust    |   | 230 kg       |
| Leeg gewicht         |   | ca. 96 kg    |
| Breedte ligoppervlak |   | 90 / 100 cm  |
| Lengte ligoppervlak  |   | 200 / 210 cm |
| Buitenmaten          |  | 98 cm        |



5384

|                      |                                                                                     |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maximale werklust    |  | 230 kg      |
| Leeg gewicht         |  | 127– 158 kg |
| Breedte ligoppervlak |  | 90 cm       |
| Lengte ligoppervlak  |  | 200 cm      |
| Buitenmaten          |  | 98 cm       |

Kijk voor meer technische  
gegevens op  
[voelker.de](http://voelker.de)





## Veilig mobiliseren van bewoners


### Minder belasting van het zorgpersoneel door de gepatenteerde bedhekken van Völker

Zelfstandige mobilisatie draagt bij tot het behoud van zelfredzaamheid en het gevoel van veiligheid van bewoners. Deze mobilisatie wordt ondersteund door de middenopening in de Völker-bedhekken en vermindert de vrijheidsbeperking door bedhekken. Dankzij de stabiele en meervoudig telescopische bedhekken kunnen bewoners zelfstandig opstaan en zo hun spiermassa en kracht beter op peil houden. Völker-bedhekken bewegen bij het verstellen van het ligvlak aan alle zijden mee en bieden zo optimale bescherming voor bewoners.

## Meer comfort en ontspanning

### Ligvlak met microstimulatie


Völker biedt alle ligvlakken aan met het gepatenteerde MiS®-microstimulatiesysteem dat gebaseerd is op neurowetenschappelijke inzichten. Dit neemt zelfs hele kleine bewegingen van de patiënt op en geeft ze als tactiele prikkels van het ligvlak door het matras terug aan het lichaam. Uit ervaring blijkt dat deze terugkoppeling kan leiden tot een betere waarneming van het lichaam. Dit verbetert weer het ligcomfort en de slaap. Met behulp van het matras kan ook het risico op decubitus worden verminderd.<sup>1</sup>



# Design, vorm en kleur

Stel uw Völker bed volledig naar wens samen.

## Houtdecors

|                                                                                   |     |                                                                                   |     |                                                                                    |     |                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | M41 |  | M42 |  | M47 |  | M48 |
| Wilde peer<br>esdoornkleurig*                                                     |     | Altmühl-beuken**                                                                  |     | Beuken<br>gestoomd**                                                               |     | Esdoorn<br>After Eight**                                                            |     |
|  | M54 |  | MCD |  | MCD |  | M55 |
| Pijnboom<br>Baltico*                                                              |     | Eiken<br>Milano*                                                                  |     | Kersen<br>gebloemd geplankt*                                                       |     | Iep<br>Baron truffel*                                                               |     |

Zorgbedden en nachtkastjes zijn niet verkrijgbaar in uni.  
Informatie over de kleur van het onderstel bij zorgbed model 2080 en 3080:  
\* Geanodiseerd onderstel | \*\* Onderstel voorzien van een beuken afwerklaag

## Combinaties van hoofd- en voeteneinden

| Design            | S                                                                                   | FS                                                                                  | MA                                                                                  | MAH                                                                                   | MB                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoofdeinde        |  |  |  |  |  |
| Voeteneinde       |  |  |  |  |  |
| Verkrijgbaar voor | 3080                                                                                | 3080                                                                                | 3080                                                                                | 3080                                                                                  | 3080                                                                                  |
|                   | 5384                                                                                | 5384                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|                   | 2080                                                                                | 2080                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

## Wielen



Bij de modellen 2080 en 3080 zijn de wielen geïntegreerd in de hefkolom en kunnen indien nodig worden uitgeschoven.



**20 JAAR  
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP  
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE  
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE  
DUURZAAMHEID**

**Hoofdkantoor  
Völker GmbH**  
Wullener Feld 79,  
58454 Witten,  
Duitsland  
+49 (0) 2302 960 960

**Völker GmbH**  
Moosstrasse 2  
6003 Luzern  
Zwitserland  
+41 (0) 44 563 1939

**Völker Medizinprodukte GmbH**  
Kaufmannstraße 14  
6020 Innsbruck  
Oostenrijk  
+43 (0) 1 205 8365

**Voelker France SAS**  
27 Rue Maurice Flandin  
69444 Lyon Cedex 03  
Frankrijk  
+33 (0) 18 288 1530

**Voelker Nederland B.V.**  
Laan 21  
1741 EA Schagen  
Nederland  
+31 (0) 20 808 1603

**Algemene informatie**  
info@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 960

**Verkoop / Service / Onderdelen**  
kundenservice@voelker.de  
+49 (0) 2302 960 9630