

Nachtkastje zorg

P 941 4.0

Völker nachtkastjes - de ideale aanvulling op ieder Völker bed
Het nachtkastje zorg biedt een aantal nieuwe optionele functies en voordelen.

- ✓ USB-aansluitingen aan beide zijden
- ✓ Verlichte schuiflade (in combinatie met omgevingsverlichting)
- ✓ Stopcontacten aan beide zijden (230 V)
- ✓ Onderbedverlichting met bewegingssensor voor betere oriëntatie voor bewoner en zorgpersoneel als het donker is
- ✓ Bedtafel optioneel

Kenmerken

P 941 4.0

USB-aansluitingen aan beide zijden	✓
Stopcontacten aan beide zijden	✓
Aan beide zijden bruikbaar	✓
Netsnoer	✓
Open opbergvak	✓
Deur	✓
Wielen 6,5 cm doorsnede, 2 wielen met rem	✓
Omgevingsverlichting	○
Onderbedverlichting met bewegingssensor	○
Bedtafel	○
Flessenhouder 1-delig deur, aan beide zijden	○
Bovenste lade afsluitbaar	○

✓ standaard ○ optioneel



Technische gegevens

breedte × diepte × hoogte 60 × 48 × 74 cm

Bedtafelblad 55 × 35 cm

Bedtafelblad in hoogte verstelbaar 63 – 95 cm

Gewicht 35 kg

Materiaal decorspaanplaat

Kleur zie Völker-kleurencollectie

