



# Ziekenhuisnachtkastje

## K 941 4.0

**Völker nachtkastjes - de ideale aanvulling op ieder Völker bed Het ziekenhuisnachtkastje biedt een aantal nieuwe optionele functies en voordelen die het verblijf in het ziekenhuis nog comfortabeler maken.**

- ✓ USB-aansluitingen en stopcontacten (230 V) aan beide zijden
- ✓ Optionele omgevingsverlichting
- ✓ Optionele onderbedverlichting met bewegingssensor voor betere oriëntatie voor patiënt en zorgpersoneel als het donker is
- ✓ Optionele bedtafel

## Kenmerken

K 941 4.0

Bedtafel	○
Aan beide zijden bruikbaar	✓
Flessenhouder 1-delig deur, aan beide zijden	○
Flessenhouder 3-delig schuiflade, aan beide zijden	○
Wielen 6,5 cm doorsnede, 2 wielen met rem	✓
Deur	✓
Schuiflade i.p.v. deur	○
Open opbergvak	✓
Voorziening voor telefoonhouder op twee plekken	○
Bovenste lade afsluitbaar	○
Netsnoer	✓
Omgevingsverlichting	○
USB-aansluitingen aan beide zijden	✓
Stopcontacten aan beide zijden	✓
Onderbedverlichting met bewegingssensor	○

✓ standaard ○ optioneel



## Technische gegevens

**breedte × diepte × hoogte** 60 × 48 × 73 cm

**Bedtafelblad** 55 × 35 cm

**Bedtafelblad in hoogte verstelbaar** 64 - 98 cm

**Gewicht** 34 kg

**Materiaal** aluminium (RAL 9006) en HPL-plaat

**Kleur** zie Völker-kleurencollectie

