

Pflegebetten

Modelle 2080, 2082, 3080, 3082

**Unterfahrbarkeit Untergestelle 35 - 70 cm Höhe
und 40 - 80 cm Höhe**

Hinweis zum Kapitel „Technische Daten“ in Gebrauchsanweisungen und Serviceanleitungen

Bitte beachten Sie, dass bei den Pflegebetten mit dem Untergestell 35 - 70 cm Höhe die Unterfahrbarkeit mit eingezogenen Rollen für Bettenlifter 13 cm beträgt (siehe Foto).

Für die Pflegebetten mit dem Untergestell 40 - 80 cm Höhe (Standardausführung) beträgt die Unterfahrbarkeit 17 cm.

**Care bed models 2080, 2082, 3080,
3082**

**Lower frame clearance at a height
of 35 - 70 cm and 40 - 80 cm**

Note for the chapter „Technical Data“ in user manuals and service instructions

Please note that the clearance with retracted castors for bed lifters is 13 cm for care beds with the lower frame at a height of 35 - 70 cm (see photo).

For the care beds with the lower frame at a height of 40 - 80 cm (standard design), the clearance is 17 cm.



Modèles de lits médicalisés

2080, 2082, 3080, 3082

Accessibilité en partie basse des châssis de lit de 35 - 70 cm de haut et de 40 - 80 cm de haut

Remarque concernant le chapitre «Caractéristiques techniques» dans les manuels d'utilisation et instructions de service

Veuillez noter que, sur les lits médicalisés avec le châssis de 35 - 70 cm de haut, l'accessibilité en partie basse avec les roues rentrées pour élévateurs de lit s'élève à 13 cm (voir la photo).

Pour les lits médicalisés avec le châssis de 40 - 80 cm de haut (modèle standard), l'accessibilité en partie basse s'élève à 17 cm.

Verplegingsbedden

modellen 2080, 2082, 3080, 3082

**Toegankelijkheid onderstellen
35 - 70 cm hoogte en 40 - 80 cm hoogte**

Opmerking bij hoofdstuk „Technische gegevens“ in gebruikshandleidingen en serviceinstructies

Er dient op gelet te worden dat bij de verplegingsbedden met een onderstelhoogte van 35 - 70 cm, de vrij toegankelijke hoogte voor beddenheffers met ingetrokken rollen 13 cm bedraagt (zie foto).

Voor de verplegingsbedden met een onderstelhoogte van 40 - 80 cm (standaarduitvoering) bedraagt de vrij toegankelijke hoogte 17 cm.

